

Désignation

- Bleu de trypan 0,4% dans tampon phosphate

Référence

- SV30084.01

Unité de vente : 100 ml



Description

- La solution au bleu de trypan, 0,4%, est couramment utilisée comme coloration des cellules pour évaluer la viabilité cellulaire à l'aide du test d'exclusion de colorant. Ce test est souvent exécuté pendant la numération cellulaire à l'aide d'un hémocytomètre au cours de la mise en sous-culture de routine, mais peut être exécuté à chaque fois que la viabilité cellulaire doit être déterminée rapidement et avec précision. Le test d'exclusion de colorant s'appuie sur le concept que les cellules viables n'absorbent pas les colorants (comme le bleu de trypan) car elles sont imperméables, alors que les cellules mortes sont perméables et absorbent le colorant.
- Contenu et stockage : 15° à 30°C
- Forme : liquide

