


## Désignation

- Solution de bleu de trypan pour culture cellulaire

## Référence

- T8154-100ML-SIG

Unité de vente : 100 ml



---

## Description

- Solution de bleu de trypan 0,4%, liquide, filtrée stérilement, adaptée à la culture cellulaire
- Référence du produit : T8154
- Marque du produit SIGMA
- Numéro CAS : 72-57-1
- Poids moléculaire : 960.81
- Apparence (Forme) Liquide
- Apparence (couleur) Bleu foncé
- pH 7,1 - 7,5
- Osmolalité 260 - 340 mOs/kg
- Stérile
- Exclusion de colorant (test de culture cellulaire) Réussite
- Sans composants d'origine animale

