

FICHE TECHNIQUE

Référence	US77702
Désignation	ILLUSTRA EXOPROSTAR- 1 Step (100 RCN)



Description :

- ✓ Technologie de nettoyage PCR enzymatique avec exonucléase I et phosphatase alcaline combinées dans un tube pour éliminer les amorces non incorporées et les dNTP. Pour un maximum de confort vient dans un seul tube. Technologie de nettoyage PCR enzymatique avec exonucléase I et phosphatase alcaline combinées dans un tube pour éliminer les amorces non incorporées et les dNTP. Pour un maximum de confort vient dans un seul tube.
- ✓ Un tube avec un mélange d'enzymes délivrant la PCR et le nettoyage de la réaction de séquence Une seule étape de pipetage pour configurer votre réaction Protocole mains libres rapide de 30 minutes 100% de récupération du produit PCR Évolutif pour différentes tailles de réaction Convivial pour l'automatisation

Unité de vente :

100 Papiers filtre