


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	US79050
<b>Désignation</b>	Illustra Exoprostar S (500 RCN)



### Description :

- ✓ Kit pour purification enzymatique de produits PCR en vue de séquençage
- ✓ Version améliorée de l'ExoProStar™ au niveau de l'efficacité de digestion enzymatique
- ✓ Contient de la Shrimp alcaline phosphatase rapidement dégradée après traitement et qui n'interfère pas avec les manipulations en aval
- ✓ Réaction enzymatique de 15 min
- ✓ Version compatible avec des automates
- ✓ Flexibilité d'utilisation par présentation séparées des 2 enzymes
- ✓ 500 réactions

### Unité de vente :

1 Illustra Exoprostar S (500 RCN)