

FICHE TECHNIQUE

Référence	VISRT50600-600ML-SIG
Désignation	Silicone rotational viscosity standard 50,49 mpa.s rt50 600ml

Description :

- ✓ Fabricant/nom commercial : Paragon Scientifique Ltd
- ✓ ASTM D 2162 : 50,49 mPa.s (25,00 °C)
- ✓ Forme: visqueux
- ✓ Couleur: incolore
- ✓ Point de fusion: -55 °C

Unité de vente :

600 ml Silicone rotational viscosity standard
