milian®
DUTSCHER GROUP

TUBES À CENTRIFUGER

ClearLine®

Smart CHOICE
L'essentiel pour vos besoins, au meilleur prix.

De la centrifugation standard à la centrifugation à grande vitesse !

- Les tubes à centrifuger ClearLine® sont conçus pour garantir un traitement fiable des échantillons et des performances de laboratoire constantes
- Fabriqués en polypropylène transparent vierge, ils sont fournis avec des bouchons à vis en polyéthylène dotés d'un joint d'étanchéité interne. Disponibles en version DailySpin pour la centrifugation standard, ainsi qu'en version High-Speed sans métal, résistants jusqu'à 20 000 x g, pour les applications de laboratoire plus exigeantes


Tubes ClearLine® DailySpin

- Pour des centrifugations allant jusqu'à 15 000 x g




Tubes ClearLine® High Speed Metal-Free

- Pour des centrifugations allant jusqu'à 20 000 x g



METAL FREE



Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP


milian®
DUTSCHER GROUP

TUBES À CENTRIFUGER

ClearLine®

Smart CHOICE
L'essentiel pour vos besoins, au meilleur prix.

Tubes ClearLine® DailySpin



Modèle à jupe avec graduation tous les 2,5 ml

Volume
- 15 ml
- 50 ml

Matériau
- Tube : polypropylène
- Bouchon : polyéthylène

Pureté
- ADN humain / DNase / RNase / Endotoxin free / Non cytotoxique

Stérilisation
- Stérilisés rayons gamma(SAL 10^{-6})



Sachet zippé de 25 unités



Rack de 25 unités

Réf.	Désignation	Volume (ml)	Dimensions H x Ø (mm)	Emballage	Unités/ carton	€/ carton
258372	Tube à centrifuger conique en PP avec bouchon vissant	15	120 x Ø 16	Sachet zippé de 25 unités	500	NC -
258373	Tube à centrifuger conique en PP avec bouchon vissant	15	120 x Ø 16	Rack de 25 unités	500	NC -
258369	Tube à centrifuger conique en PP avec bouchon vissant	50	116 x Ø 28	Sachet zippé de 25 unités	500	NC -
258370	Tube à centrifuger conique en PP avec bouchon vissant	50	116 x Ø 28	Rack de 25 unités	500	NC -
258371	Tube à centrifuger à jupe en PP avec bouchon vissant	50	118 x Ø 28	Sachet zippé de 25 unités	500	NC -

Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP

milian®
DUTSCHER GROUP


TUBES À CENTRIFUGER

ClearLine®

Smart CHOICE
L'essentiel pour vos besoins, au meilleur prix.

Tubes ClearLine® High Speed Metal-Free

METAL FREE



Volume
- 15 ml
- 50 ml

Matériau
- Tube : polypropylène
- Bouchon : polyéthylène


Pureté
- ADN humain/DNase/RNase/ Endotoxin free/Non cytotoxique

Stérilisation
- Stérilisés rayons gamma(SAL 10^{-6})

Performances à haute vitesse avec pureté Metal-Free :
Ces tubes à centrifuger sont fabriqués selon un procédé exclusif visant à éliminer toute trace de métal et à prévenir toute interférence dans les analyses. La présence d'impuretés élémentaires est vérifiée par des analyses ciblées au moyen de la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS).

Métaux et éléments inclus dans les analyses :
Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium, Beryllium, Boron, Cadmium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molybdenum, Nickel, Palladium, Phosphorus, Platinum, Potassium, Rhodium, Selenium, Silver, Sodium, Strontium, Tellurium, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Uranium, Vanadium, Zinc, Zirconium

METAL FREE



Sachet zippé de 25 unités



Rack de 25 unités

Réf.	Désignation	Volume (ml)	Dimensions H x Ø (mm)	Emballage	Unités/ carton	€/ carton
258455	Tube à centrifuger conique en PP avec bouchon vissant	15	120 x Ø 28	Sachet zippé de 25 unités	500	NC -
258456	Tube à centrifuger conique en PP avec bouchon vissant	15	120 x Ø 16	Rack de 25 unités	500	NC -
258453	Tube à centrifuger conique en PP avec bouchon vissant	50	116 x Ø 28	Sachet zippé de 25 unités	500	NC -
258454	Tube à centrifuger conique en PP avec bouchon vissant	50	116 x Ø 28	Rack de 25 unités	500	NC -

Découvrez tous les produits ClearLine® sur milian.com

Campus Spark
Chemin du Champ-des-Filles n°4A
CH-1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. +41 (0) 22 884 16 00
milian@milian.com / www.milian.com

milian®
DUTSCHER GROUP