SUPER PROMO

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU

COLORANTES DE ADN (MIDORI GREEN) Y AGAROSAS

Midori Green

MIDORI GREEN es sustituto al bromuro de etidio (no carcinogénico) con la misma sensibilidad para la visualización de ácidos nucleicos. Tanto para iluminadores LED de luz azul (como el FastGene® LED Iluminador o Transiluminador) como para la mayoría de transiluminadores UV.
Longitud de onda de excitación: 290 nm y 490 nm y pico de emisión: 530 nm.

Midori Green Advanced da lugar a señales más intensas con luz UV y puede ser añadido al gel o después de la carrera.
MIDORI Green Direct da lugar a señales más fuertes en luz verde/azul y se añade a las muestras evitando el uso de tinte de carga.
MIDORI Green Xtra es una nueva tinción fluorescente verde altamente sensible con señales inmejorables con luz visible.
MIDORI Green Easy es una versión de Midori Green Xtra con el mismo formato que el SYBR® Safe.



DESCRIPCIÓN	REF.	PVP	PROMO
Advanced	**523268**	~~102 €~~	**71 €**
Direct	**523270**	~~105 €~~	**78 €**
Xtra	**523404**	~~129 €~~	**91 €**
Easy	**523627**	~~52 €~~	**41 €**

Agarosa FastGene®

Pureza y calidad garantizadas. Análisis rutinario de ácidos nucleicos mediante electroforesis en gel y blotting.

- 250 pb a 23 kb
- Tª de gelificación 36 ° ± 1,5 ° C
- Tabletas de agarosa con MIDORI Green Advanced incluido
- Estables a temperatura ambiente y oscuridad
- Protocolo de disolución rápida
- Aptas para buffers TBE o TAE
- Libre de actividad DNasa / RNasa



DESCRIPCIÓN	REF.	PVP	PROMO
Agarosa en polvo, 100 g	**523277**	~~74 €~~	**53 €**
Agarosa en polvo, 500 g	**523278**	~~179 €~~	**186 €**
Tableta agarosa sin buffer	**523407**	~~155€~~	**109 €**

Cultek BioLab teknovas
Group Dutscher IBERICA

SUPER PROMO

NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU


MARCADORES DE PESO MOLECULAR

Marcadores de ADN FastGene®




DESCRIPCIÓN	REF.	PVP	PROMO
Marcador ADN, 50 pb	523319	~~59 €~~	**41 €**
Marcador ADN, 100 pb	523002	~~61€~~	**37 €**
Marcador ADN, 1 kb	523001	~~54€~~	**34 €**

523319




2% TAE agarose gel

523002



1.5 % TAE agarose gel

523001




1 % TAE agarose gel

Marcadores de proteínas BlueStar y BlueEasy




DESCRIPCIÓN	REF.	PVP	PROMO
Marcador Bluestar	523005	~~117 €~~	**95 €**
Marcador Bluestar plus	523272	~~126 €~~	**99€**
Marcador BlueEasy	523626	~~171 €~~	**91 €**


523005



523272



523626



Condiciones

- **Precios sin IVA**
- Transporte gratuito para pedidos superiores a 250 € (sin IVA).
- Gastos administrativos y de pedido mínimo: 20 € (+IVA).
- En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco, tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto.

- Códigos de promoción:
  MIDORI GREEN - AGAROSA: **NI_MIDORI_26**
  MARCADORES: **NI_MARKERS_26**
- Promoción válida **hasta el 30 de diciembre de 2026**

Cultek
www.cultek.com
info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
comercial@teknovas.com