LAMINAR-FLOW-HAUBEN
ESCO AIRSTREAM LHG / LVG

HORIZONTALE ODER VERTIKALE REINLUFTSTRÖMUNG FÜR DEN PROBENSCHUTZ

SONDERAKTION

GÜLTIG BIS **21.12.2026**

REINLUFT FÜR SENSIBLE ARBEITEN



Strömung	horizontal oder vertikal erhältlich
Filtration	HEPA-Filter, ISO-Klasse 3-konform
Regelung	automatische Regelung mit Störungsalarm
Stabilität	Selbstkompensation des Luftstroms
Ausstattung	2 Steckdosen, UV-Lampe und Schließpaneel

1,2-METER-KOMPLETTPAKETE

Haube, Halterung und Wechselfront
in einer Komplettlösung

ECO-POINT

Energiesparende Motoren senken den Stromverbrauch und reduzieren die Geräuschentwicklung.

ZWEI STRÖMUNGSVARIANTEN

HORIZONTALER LAMINARFLOW

Art. Nr. 486299 · Pack LHG-4AG

Reinluft strömt horizontal über die Arbeitsfläche.

Listenpreis 7.645 €

3.688 €

VERTIKALER LAMINARFLOW


Art. Nr. 486300 · Pack LVG-4AG

Reinluft strömt vertikal von oben in den Arbeitsbereich.

Listenpreis 7.588 €

3.696 €

Die Lieferung erfolgt bis Bordsteinkante. Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme sind nicht im Angebotspreis enthalten. Sollten Sie eine Lieferung bis zur Verwendungsstelle, Aufstellung, Installation oder Inbetriebnahme wünschen, sprechen Sie uns gerne an. Wir erstellen Ihnen hierfür ein separates Angebot.



Kisker Biotech GmbH & Co. KG:
Tel.: (49) 02551-864310
Fax: (49) 02551-864312

Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

SICHERHEITSWERKBÄNKE

ESCO AIRSTREAM AC2 & LABCULTURE LA2

MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBÄNKE GEMÄSS EN 12469

SONDERAKTION

GÜLTIG BIS 21.12.2026

GEMEINSAME AUSSTATTUNG



- **Zertifizierung** — TÜV NORD-zertifizierte Modelle gemäß EN 12469
- **Bedienung** — 7-Zoll-Touchscreen, 2 Steckdosen und UV-Lampe

Energieeffizienter Betrieb · 50-mm-Kabeldurchführung · 3 Jahre Garantie

AIRSTREAM AC2-E8 G4

MANUELLE FRONTSCHEIBE



Lackierter Innenraum mit Edelstahl-Arbeitsfläche. Die Frontscheibe ist um 10° geneigt und manuell bedienbar.

MODELL / ART. NR.	BREITE	LISTE* / PROMO
AC2-2E8-G4 Art. 486394	610 mm	8.381 € **4.641 €**
AC2-3E8 G4 Art. 486390	915 mm	9.296 € **5.198 €**
AC2-4E8 G4 Art. 486391	1.220 mm	10.044 € **5.615 €**

LABCULTURE LA2-E8-EU G4

ELEKTRISCHE FRONTSCHEIBE



Arbeitskammer vollständig aus Edelstahl 304L. Die um 10° geneigte Frontscheibe wird elektrisch betätigt.

MODELL / ART. NR.	BREITE	LISTE* / PROMO
LA2-3E8-EU G4 Art. 486379	915 mm	10.229 € **6.157 €**
LA2-4E8-EU G4 Art. 486380	1.220 mm	11.167 € **6.281 €**

ZUBEHÖR: VERSTELLBARES FUSSGESTELL FÜR AIRSTREAM G4

für AC2-2E8-G4 · Art. 486012	für AC2-3E8 G4 · Art. 486245	für AC2-4E8 G4 · Art. 486230
Liste 831 € **370 €**	Liste 903 € **454 €**	Liste 814 € **454 €**

Die Lieferung erfolgt bis Bordsteinkante. Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme sind nicht im Angebotspreis enthalten. Sollten Sie eine Lieferung bis zur Verwendungsstelle, Aufstellung, Installation oder Inbetriebnahme wünschen, sprechen Sie uns gerne an. Wir erstellen Ihnen hierfür ein separates Angebot.

Kisker Biotech GmbH & Co. KG:
Tel.: (49) 02551-864310
Fax: (49) 02551-864312

Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.