Tratamiento Corning® ULA (Ultra-Low Attachment)

- Las superficies Ultra-Low Attachment (ULA) tienen una capa de hidrogel que minimiza la adhesión celular, la adsorción de proteínas y la activación de enzimas (la superficie no es citotóxica, es biológicamente inerte y no es degradable)
- Estériles

Aplicaciones

+ Formación en 3D de esferoides
+ El mantenimiento de las células en suspensión
+ Prevención de la diferenciación de las células madre
+ Impedir la división de las células adherentes



Placas

Ref.	Número de pocillos	Color	Tratamiento	Tipo de fondo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003471	6	Transparente	ULA	Plano	1	24	**NC -**
003473	24	Transparente	ULA	Plano	1	24	**NC -**
007007	96	Transparente	ULA	Redondo	1	24	**NC -**
003474	96	Transparente	ULA	Plano	1	24	**NC -**
004588	384	Negro	ULA	Plano-Transparente	20	100	**NC -**

Frascos

Ref.	Tipo de botella	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
004616B	25 cm^2	Ventilado	ULA	5	25	**NC -**
003814	75 cm^2	Ventilado	ULA	4	24	**NC -**
003303	CellSTACK® 1 Nivel 636 cm^2	Ventilado	ULA	1	8	**NC -**

Placas de Petri

Ref.	Diámetro (mm)	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./caja	€/ caja
003261	60	ULA	5	20	**NC -**
004615B	100	ULA	8	40	**NC -**

Tratamiento Corning® ULA y un diseño específico para esferoides




- Una sola placa para todas las etapas (cultivo y pruebas), sin necesidad de manipular o transferir delicadamente los esferoides
- Pocillos de fondo redondo ópticamente claro
- Ultra-Low Attachment: tratamiento de superficie con muy baja adhesión celular
- Geometría de pocillos única para el crecimiento reproducible de los cultivos en 3D de pocillo a pocillo
- Estériles

Placas

Ref.	Número de pocillos	Tratamiento	Color	Tipo de fondo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
004520	96	ULA	Negro	Redondo-Transparente	10	50	**NC -**
004515	96	ULA	Negro	Redondo-Transparente	1	5	**NC -**
003830	384	ULA	Negro	Redondo-Transparente	10	50	**NC -**
003830BC*	384	ULA	Negro	Redondo-Transparente	10	50	**NC -**
004516	384	ULA	Negro	Redondo-Transparente	1	5	**NC -**
004637	1536	ULA	Negro	Redondo-Transparente	1	5	**NC -**
004527	1536	ULA	Negro	Redondo-Transparente	10	50	**NC -**


* con código de barras.

Tecnología Corning® ELPLASIA® para la producción masiva de esferoides



Microplaca de pocillos redondos ULA

- Para la producción en masa de esferoides de tamaño uniforme para estudios tumorales in vivo o el cribado de moléculas anticancerígenas
- Dos geometrías de pocillo: redonda (para la formación y expansión de esferoides) o cuadrada (más adecuada para el análisis de imágenes)
- El fondo de los pocillos presenta microcavidades que permiten la formación de varios esferoides por pocillo; hasta 15 796 esferoides por pocillo
- Tratamiento ULA o PLASMA según el modelo
- Se entrega con tapa
- Envase unitario
- Estériles



Microplaca Plasma de pocillos cuadrados

Placas

Ref.	Número de pocillos	Tratamiento	Color	Tipo de fondo	Número medio de esferoides/ pocillos	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
				Pocillos redondos				
004440	6	ULA	Negro	Plano-Transparente	2885	1	5	**NC -**
004441	24	ULA	Negro	Plano-Transparente	554	1	5	**NC -**
004442	96	ULA	Negro	Plano-Transparente	79	1	5	**NC -**
				Pocillos cuadrados				
004444	6	PLASMA	Negro	Plano-Transparente	15796	1	5	**NC -**
004445	24	PLASMA	Negro	Plano-Transparente	2934	1	5	**NC -**
004446	96	PLASMA	Negro	Plano-Transparente	475	1	5	**NC -**
004447	384	PLASMA	Negro	Plano-Transparente	137	1	5	**NC -**