Frasco de cultivo Corning® ELPLASIA® 12K

- 152 microcavidades por cm² generan aprox. 12.000 esferoides
- Superficie similar a un frasco T 75 cm²
- Tratamiento ULA
- Un dispositivo de desviación del líquido minimiza las perturbaciones de los esferoides durante las etapas de manipulación del líquido.
- La geometría de la microcavidad permite que los esferoides permanezcan en su lugar durante las etapas de cambio de medio sin comprometer la recuperación completa en el momento de la cosecha.
- Tamaños de microcavidades (Ø x profundidad): 850 x 650 µm
- Superficie de crecimiento de esferoides (Ø x profundidad): 500 x 600 µm
- Volumen del trabajo 25 a 50 ml
- Estéril

NUEVO



Ref.	Tipo de Tratamiento	Tipo de tapón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
004537	ULA	Estándar	1	5	**NC -**

Placas Corning® recubiertas MATRIGEL® 3D

- Placas de cultivo recubiertas con Matrigel® calificado para 3D
- Ideal para estudios de screening en esferoides, organoides o tumoroides
- Mejora la repetibilidad y la precisión del análisis 3D




Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Color placa	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
356259	96	Plano-Transparente	Negro	Matrigel® sin rojo de fenol	1	1	**NC -**
356256	384	Plano-Transparente	Negro	Matrigel® sin rojo de fenol	1	5	**NC -**
356257	384	Plano-Transparente	Blanco	Matrigel® sin rojo de fenol	1	5	**NC -**
356258	384	Plano-Transparente	Blanco	Matrigel® sin rojo de fenol	1	1	**NC -**

Kits de selección Corning® X-MINI® de CD8 y CD3 humanas

- Para la selección de células CD8 y CD3 humanas a partir de una fracción de células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
- Las células seleccionadas están disponibles inmediatamente para aplicaciones posteriores como la citometría de flujo y la expansión de cultivos celulares
- Fácil de usar
- Resultados reproducibles (› 86 %)
- Alta viabilidad (› 97 %)
- Uso en hasta 4 x 10^8 céulas en total

NUEVO



Ref.	Composición	€
006910	- Frasco 2 ml de Biotine Ratón Anticuerpo anti-CD8 humano (isotipo : IgG 1 kappa de ratón; solución tampón que contiene BSA y azida sódica al 0,09%) - Frasco de reactivo Corning X-BACS™ liofilizado - Frasco de 125 ml de tampón Corning X-BACS DPBS, EDTA 2 mM,sin calcio y sin magnesio - Jeringa 10 ml estéril - 2 agujas 21G x1 1/2˝ - 10 tapones estériles de jeringa	**NC -**
006911	- 2 frascos de 0,5 ml de Biotine Ratón Anticuerpos anti-CD3 humano (isotipo: IgG 1 kappa de ratón; solución tampón que contiene BSA y ácido sódico al 0,09%) - Frasco de reactivo Corning X-BACS™ liofilizado - Frasco de 125 ml de tampón Corning X-BACS DPBS, EDTA 2 mM, sin calcio ni magnesio - Jeringa estéril de 10 ml - 2 agujas 21G x1 1/2˝ - 10 tapones estériles de jeringa	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB