Insertos Falcon® : distintos formatos

Insertos individuales Falcon® para placas de cultivo de 6, 12 ó 24 pocillos


- Membrana de PET para facilitar la adhesión de células y su visualización
- Uso con placas Companion diseñadas para un perfecto centrado del inserto en los pocillos y un óptimo intercambio de gases
- Envasado individualmente en blíster, sin placa
- Membrana de alta densidad (más poros) para una difusión óptima entre el compartimento superior e inferior del pocillo


Insertos solidarios Falcon® en placas de 24 o 96 pocillos

- Automatización de pruebas (compatible con robots)
- Se suministra con una placa receptora para la renovación de los medios
- Se adapta a los tamaños de placa 24 y 96 Falcon®

Aplicaciones
+ Estudio de la permeabilidad de las moléculas
+ Estudio del transporte celular
+ Medir la migración o la invasión
+ Estudio de la quimiotaxis









Ref.	Descripción	Tipo de membrana	Material de la membrana	Unid./ caja	€/ caja
		Porosidad 0,4 µm			
353090	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353493	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Translúcida Alta densidad	PET	48	**NC -**
353180	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353494	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	Translúcida Alta densidad	PET	48	**NC -**
353095	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353495	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Translúcida Alta densidad	PET	48	**NC -**
		Porosidad 1 µm			
353102	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353103	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353104	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
351181	Placa de 24 pocillos de insertos	Transparente	PET	5	**NC -**
351131	Placa de 96 pocillos de insertos	Transparente	PET	5	**NC -**
		Porosidad 3 µm			
353091	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353092	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Translúcida Alta densidad	PET	48	**NC -**
353181	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353292	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	Translúcida Alta densidad	PET	48	**NC -**
353096	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353492	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Translúcida Alta densidad	PET	48	**NC -**
351183	Placa de 24 pocillos de insertos	Transparente	PET	5	**NC -**
		Porosidad 8 µm			
353093	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353182	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
353097	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
351185	Placa de 24 pocillos de insertos	Transparente	PET	5	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
353502	Placa Companion tratada cultivo celular para insertos individuales de 6 pocillos	1	50	**NC -**
355467	Placa Deep Well tratada cultivo celular para alojar insertos individuales de 6 pocillos	1	4	**NC -**
353503	Placa Companion tratada cultivo celular para insertos individuales de 12 pocillos	1	50	**NC -**
353504	Placa Companion tratada cultivo celular para insertos individuales de 24 pocillos	1	50	**NC -**
351186	Placa de depósito para alojar la placa de insertos 24 pocillos solidarios con tapa	5	5	**NC -**
353924	Placa de depósito para alojar la placa de insertos 96 pocillos solidarios con tapa	5	5	**NC -**
353938	Placa de depósito para placa de 96 pocillos de insertos solidarios	5	5	**NC -**