# Insertos Corning® : distintos formatos

## Insertos individuales Corning® con placas de cultivo 6, 12 o 24 pocillos



- Diferentes tipos de membranas, que facilitan la adhesión de todos los tipos de células
- Los insertos entregados se colocan en las placas (atención : 12 insertos en una placa de 24 pocillos)
- Algunos insertos están recubiertos para mejorar la adherencia
- Posibilidad de tener una membrana Fluoroblok en algunas referencias
- Tecnología Transwell® ha sido ampliamente publicada
- Policarbonato: máxima difusión para estudios de transporte, secreción o absorción de fármacos

## Insertos solidarios Corning® en placas de 24 o 96 pocillos



- Automatización de pruebas (compatible con robots)
- Posibilidad de disponer de una membrana Fluoroblok™ para determinadas referencias
- Algunos insertos están recubiertos para mejorar la adherencia
- Cámaras de invasión, migración y angiogénesis ya preparadas con revestimientos adecuados

## Tecnología Fluoroblok™

- Insertos con una membrana opaca que bloquea la transmisión de la luz visible entre 400 y 700 nm
- Las células fluorescentes en la parte superior del inserto ya no son visibles
- Las células marcadas que han atravesado la membrana serán las únicas detectadas por fluorometría: por lector o microscopio
- Evita la pérdida de tiempo y el uso de bastoncillos de algodón
- Permite establecer la cinética de migración o invasión sin destruir el inserto

| Ref. | Descripción | Tipo de membrana | Material de la membrana | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Porosidad 0,4 µm** | | | | |
| **003412** | Insertos individuales con placa de 6 pocillos | Translúcida | PC | 24 | **NC -** |
| **003401** | Insertos individuales con placa de 12 pocillos | Translúcida | PC | 48 | **NC -** |
| **003413** | Insertos individuales con placa de 24 pocillos | Translúcida | PC | 48 | **NC -** |
| **003450** | Insertos individuales con placa de 6 pocillos | Transparente | PET | 24 | **NC -** |
| **003460** | Insertos individuales con placa de 12 pocillos | Transparente | PET | 48 | **NC -** |
| **003470** | Insertos individuales con placa de 24 pocillos | Transparente | PET | 48 | **NC -** |
| **003397** | Placa de 24 pocillos de insertos | Translúcida | PC | 12 | **NC -** |
| **003379** | Placa de 24 pocillos de insertos | Transparente | PET | 2 | **NC -** |
| **003378** | Placa de 24 pocillos de insertos | Transparente | PET | 12 | **NC -** |
| **003381** | Placa de 96 pocillos de insertos | Translúcida | PC | 1 | **NC -** |
| **003391** | Placa de 96 pocillos de insertos | Translúcida | PC | 5 | **NC -** |
| **007369** | Placa de 96 pocillos de insertos | Transparente | PET | 5 | **NC -** |
| **354444** | Insertos individuales para placas Biocoat™ de 24 pocillos con revestimiento de colágeno I | Transparente | PET | 24 | **NC -** |
| | **Porosidad 1 µm** | | | | |
| **003380** | Placa de 96 pocillos de insertos | Transparente | PET | 1 | **NC -** |
| **003392** | Placa de 96 pocillos de insertos | Transparente | PET | 5 | **NC -** |
| **354474** | Insertos individuales para placas Biocoat™ de 24 pocillos con revestimiento de colágeno fibrilar | Transparente | PET | 24 | **NC -** |
| | **Porosidad 3 µm** | | | | |
| **003414** | Insertos individuales con placa de 6 pocillos | Translúcida | PC | 24 | **NC -** |
| **003402** | Insertos individuales con placa de 12 pocillos | Translúcida | PC | 48 | **NC -** |
| **003415** | Insertos individuales con placa de 24 pocillos | Translúcida | PC | 48 | **NC -** |
| **003420** | Insertos de placas de Petri de 100 mm | Translúcida | PC | 12 | **NC -** |
| **003452** | Insertos individuales con placa de 6 pocillos | Transparente | PET | 24 | **NC -** |
| **003462** | Insertos individuales con placa de 12 pocillos | Transparente | PET | 48 | **NC -** |
| **003472** | Insertos individuales con placa de 24 pocillos | Transparente | PET | 48 | **NC -** |
| **003496** | Insertos individuales con placa de 24 pocillos con revestimiento de colágeno | Translúcida | PTFE | 24 | **NC -** |
| **003398** | Placa de 24 pocillos de insertos | Translúcida | PC | 2 | **NC -** |
| **003399** | Placa de 24 pocillos de insertos | Translúcida | PC | 12 | **NC -** |
| **003385** | Placa de 96 pocillos de insertos | Translúcida | PC | 2 | **NC -** |
| **003386** | Placa de 96 pocillos de insertos | Translúcida | PC | 8 | **NC -** |
| **351151** | Insertos individuales para placas de 24 pocillos | Fluoroblok™ | PET | 48 | **NC -** |
| **351156** | Placa de 24 pocillos de insertos | Fluoroblok™ | PET | 5 | **NC -** |
| **351161** | Placa de 96 pocillos de insertos | Fluoroblok™ | PET | 1 | **NC -** |
| **351162** | Placa de 96 pocillos de insertos | Fluoroblok™ | PET | 5 | **NC -** |
| **354597** | Insertos individuales para placas Biocoat™ de 24 pocillos con recubrimiento de fibronectina | Fluoroblok™ | PET | 24 | **NC -** |

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB