Insertos Corning® : distintos formatos (continuación)

Ref.	Descripción	Tipo de membrana	Material de la membrana	Unid./ caja	€/ caja
	Porosidad 3 µm				
354142	Placa de 24 pocillos de insertos sólidos Biocoat™ revestimiento de matrigel angiogénesis invasión de células endoteliales	Fluoroblok™	PET	5	NC -
354144	Placa de 24 pocillos de insertos sólidos Biocoat™ con revestimiento de fibronectina migración de células endoteliales	Fluoroblok™	PET	5	NC -
	Porosidad 5 µm				
003421	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	Translúcida	PC	48	NC -
003387	Placa de 96 pocillos de insertos	Translúcida	PC	8	NC -
003388	Placa de 96 pocillos de insertos	Translúcida	PC	2	NC -
	Porosidad 8 µm				
003428	Insertos individuales con placa de 6 pocillos	Translúcida	PC	48	NC -
003422	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	Translúcida	PC	48	NC -
003464	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	Transparente	PET	48	NC -
003374	Placa de 96 pocillos de insertos	Transparente	PET	2	NC -
003384	Placa de 96 pocillos de insertos	Transparente	PET	8	NC -
351152	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Fluoroblok™	PET	48	NC -
351157	Placa de 24 pocillos de insertos	Fluoroblok™	PET	1	NC -
351158	Placa de 24 pocillos de insertos	Fluoroblok™	PET	5	NC -
351163	Placa de 96 pocillos de insertos	Fluoroblok™	PET	1	NC -
351164	Placa de 96 pocillos de insertos	Fluoroblok™	PET	5	NC -
354481	Inserto individual para placa Biocoat™ de 6 pocillos con revestimiento de matrigel cámara de invasión	Transparente	PET	24	NC -
354480	Inserto individual para placa Biocoat™ de 24 pocillos con revestimiento de matrigel cámara de invasión	Transparente	PET	24	NC -
354483	Inserto individual para placa Biocoat™ de 24 pocillos con revestimiento de matrigel, reducido factor de crecimiento cámara de invasión	Transparente	PET	24	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003395	Depósito para placa de insertos de 24 pocillos, sin tratar	12	48	NC -
003382	Placa receptora para alojar la placa de insertos de 96 pocillos con tratamiento de cultivo	10	10	NC -
003383	Placa receptora para alojar la placa de insertos de 96 pocillos con estabilizador de medios	10	10	NC -
003583	Placa receptora negra para alojar la placa de insertos de 96 pocillos con tratamiento de cultivo	10	10	NC -
003783	Placa receptora blanca para alojar la placa de insertos de 96 pocillos con tratamiento de cultivo	10	10	NC -
353928	Placa receptora con pocillos cuadrados para alojar la placa de insertos de 96 pocillos fluoroblok	5	5	NC -
354216	Fluoróforos Marcador fluorescente Calceína AM	-	10 x 50 µg	NC -
354217	Fluoróforos Marcador fluorescente Calceína AM	-	1 mg	NC -
354218	Fluoróforos Marcador fluorescente DilC12(3)	-	100 mg	NC -

Insertos Snapwell™



- El inserto Snapwell™ es un inserto de cultivo Transwell™ que consiste en una membrana de 12 mm soportada por un anillo extraíble
- 2 tipos de membranas, policarbonato o PET
- Una vez que las células han alcanzado la confluencia, el anillo puede colocarse en una cámara de difusión vertical u horizontal
- Para estudios electrofisiológicos o de transporte
- Estériles
- Porosidad : 0,4 µm

Ref.	Descripción	Material de la membrana	Unid./ caja	€/ caja
003407	Inserto Snapwell™ para placa de 6 pocillos	PC	24	NC -
003801	Inserto Snapwell™ para placa de 6 pocillos	PET	24	NC -

Insertos de PET Netwell™



- Inserciones de poliestireno con fondo de malla de poliéster
- Utilización como soportes o tamices para el cultivo de pequeños órganos, secciones de tejido o explantes en la interfaz aire-líquido
- Permiten la filtración gruesa de homogeneizados de tejidos o suspensiones celulares
- Muy útil para la tinción inmunohistoquímica de secciones de tejido
- Estériles

Ref.	Descripción	Porosidad (µm)	Unid./ caja	€/ caja
003477	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	74	48	NC -
003478	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	440	48	NC -
003479	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	74	48	NC -
003480	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	440	48	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
003517	Bandeja Netwell™ negra	200	NC -
003519	Bandeja Netwell™ blanca	200	NC -
003520	Sistema de transporte de 12 poclos para insertos de 15 mm	8	NC -
003521	Sistema de transporte de 6 poclos para insertos de 24 mm	8	NC -