Insertos Nunc™



Insertos individuales

Insertos individuales Nunc™ para placas de cultivo 6, 12 ou 24 pocillos

- Membrana de policarbonato para facilitar el anclaje de las células
- Insertos ya colocados en las placas
- No tóxico, no pirogénico
- Bolsas resellables
- Lengüetas de agarre
- Estériles

Placas para la manipulación simultánea de múltiples insertos Nunc™

- Ahorro de tiempo
- Limitación de la manipulación
- Estériles

Aplicaciones

+ Estudios de transporte: moléculas, hormonas, factores de crecimiento, fármacos a través de las barreras celulares
+ Estudio de la quimiotaxis: migración de células como eosinófilos, neutrófilos o macrófagos
+ Estudios de invasión: modelo de invasión tumoral y metástasis, inhibidores de la invasión y efectos de la matriz extracelular
+ Estudio de co-cultivo: interacción célula-célula, interacción célula-matriz o interacción célula-sustrato
+ Ingeniería celular: angiogénesis, dermis/epidermis o modelos de tejido epitelial

Ref.	Descripción	Tipo de membrana	Material de la membrana	Insertos/ placa	Insertos/ caja	Unid./ caja	€/ caja
	Porosidad 0,4 µm						
056414	Insertos individuales con placa de 6 pocillos superficie de cultivo 3,14 cm2	Translúcida	PC	6	24	4	**NC -**
056417	Insertos individuales con placa de 6 pocillos superficie de cultivo 4,1 cm2	Translúcida	PC	6	24	4	**NC -**
056411	Insertos individuales con placa de 12 pocillos	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056408	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056740	Placa MD12 (12 pocillos) con insertos ya colocados en el interior	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056736	Placa MD24 (24 pocillos) con insertos ya colocados en el interior	Translúcida	PC	24	96	4	**NC -**
	Porosidad 3 µm						
056415	Insertos individuales con placa de 6 pocillos superficie de cultivo 3,14 cm2	Translúcida	PC	6	24	4	**NC -**
056418	Insertos individuales con placa de 6 pocillos superficie de cultivo 4,1 cm2	Translúcida	PC	6	24	4	**NC -**
056412	Insertos individuales con placa de 12 pocillos	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056409	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056741	Placa MD12 con insertos ya colocados al interior	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056737	Placa MD24 con insertos ya colocados al interior	Translúcida	PC	24	96	4	**NC -**
	Porosidad 8 µm						
056416	Insertos individuales con placa de 6 pocillos superficie de cultivo 3,14 cm2	Translúcida	PC	6	24	4	**NC -**
056419	Insertos individuales con placa de 6 pocillos superficie de cultivo 4,1 cm2	Translúcida	PC	6	24	4	**NC -**
056413	Insertos individuales con placa de 12 pocillos	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056410	Insertos individuales con placa de 24 pocillos	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056742	Placa MD12 con insertos ya colocados al interior	Translúcida	PC	12	48	4	**NC -**
056738	Placa MD24 con insertos ya colocados al interior	Translúcida	PC	24	96	4	**NC -**

Placas para insertos manipulación simultánea de varios insertos Nunc™, sin insertos


Placa para la manipulación simultánea de varios insertos

- Posición vertical ajustable de los insertos (3 posiciones)
- Compatible con diferentes formatos de placas (Multidish, Omnitray, placas Bioassay)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
056743	Placa de 12 pocillos sin inserto MD12	4	**NC -**
056739	Placa de 24 pocillos sin inserto MD24	4	**NC -**