Insertos Merck Millipore®

Insertos individuales Millicell para placas de cultivo 6, 12 ó 24 pocillos

- Membrana PET para una mejor visualización de las células
- Geometría excéntrica para facilitar el acceso al compartimento basolateral
- Paredes altas: aumentan la capacidad del inserto y limitan el riesgo de desbordamiento
- Envasado individualmente en blíster, sin placa
- Los insertos de 24 pocillos sólo pueden utilizarse con las placas Millicell-24



Insertos solidarios Millicell en placas de 24 o 96 pocillos

- Membranas de PET o PCF (policarbonato)
- Transparencia óptica de las membranas para una fácil visualización de las células
- Bordes de pocillos elevados para un óptimo sellado por adhesivo
- Gran superficie de las membranas
- Diseño único: canal de pipeteo, acceso independiente al compartimento basal

Cámara de cultivo Millicell

- Diferentes tipos de membranas Biopore (PTFE), MF (Ester celulosa), Isopore (PC)
- Insertos de membrana para placas de 6 o 24 pocillos
- Mejoraran la diferenciación celular
- Amplían las posibilidades de análisis
- Estériles



Ref.	Descripción	Tipo de membrana	Material de la membrana	Unid./ caja	€/ caja
	Porosidad 0,4 µm				
051706B	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	Translúcida	PET	48	**NC -**
051720	Placa de 24 pocillos de insertos y 2 placas receptoras (1 de un pocillo y 1 de 24 pocillos)	Transparente	PCF	1	**NC -**
051721	Placa de 24 pocillos de insertos y placa receptora de un pocillo	Transparente	PCF	5	**NC -**
053711	Placa de 96 pocillos de insertos	Transparente	PCF	1	**NC -**
053713	Placa de 96 pocillos de insertos y placa receptora (1 de 96 pocillos)	Transparente	PCF	5	**NC -**
053714	Placa de 96 pocillos de insertos y 1 placa de un pocillo	Transparente	PCF	5	**NC -**
044001	Cámara de cultivo para placas de 24 pocillos	Translúcida	PTFE	50	**NC -**
044002	Cámara de cultivo para placas de 6 pocillos	Translúcida	PTFE	50	**NC -**
044003	Cámara de cultivo para placa de 6 pocillos, cultivo organotípico (5 mm de altura)	Translúcida	PTFE	50	**NC -**
044004	Cámara de cultivo para placas de 24 pocillos	Translúcida	Ester de celulosa	50	**NC -**
044005	Cámara de cultivo para placas de 6 pocillos	Translúcida	Ester de celulosa	50	**NC -**
044010	Cámara de cultivo para placas de 24 pocillos	Translúcida	PC	50	**NC -**
044011	Cámara de cultivo para placas de 6 pocillos	Translúcida	PC	50	**NC -**
	Porosidad 1 µm				
051708B	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Transparente	PET	48	**NC -**
051722	Placa de 24 pocillos de insertos sólidos y 2 placas receptoras (1 de un pocillo y 1 de 24 pocillos)	Transparente	PET	1	**NC -**
051723	Placa de 24 pocillos con insertos y placa receptora (1 solo pocillo)	Transparente	PET	5	**NC -**
053712	Placa de 96 pocillos de insertos	Transparente	PET	1	**NC -**
053715	Placa de 96 pocillos de insertos	Transparente	PET	5	**NC -**
	Porosidad 3 µm				
051713B	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Translúcida	PET	48	**NC -**
053854	Placa de 24 pocillos de insertos sólidos y 2 placas receptoras (1 de un pocillo y 1 de 24 pocillos)	Transparente	PCF	1	**NC -**
053965	Placa de 24 pocillos de insertos y placa receptora (1 de 24 pocillos)	Transparente	PCF	5	**NC -**
044012	Cámara de cultivo para placas de 24 pocillos	Translúcida	PC	50	**NC -**
	Porosidad 5 µm				
051716B	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Translúcida	PET	48	**NC -**
051715B	Insertos individuales para placas de 12 pocillos	Translúcida	PET	48	**NC -**
051714B	Insertos individuales para placas de 24 pocillos	Translúcida	PET	48	**NC -**
053962	Placa de 24 pocillos de insertos sólidos y 2 placas receptoras (1 de un pocillo y 1 de 24 pocillos)	Transparente	PCF	1	**NC -**
053963	Placa de 24 pocillos de insertos y placa c (1 de 24 pocillos)	Transparente	PCF	5	**NC -**
	Porosidad 8 µm				
051719B	Insertos individuales para placas de 6 pocillos	Translúcida	PET	48	**NC -**
053960	Placa de 24 pocillos de insertos sólidos y 2 placas receptoras (1 de un pocillo y 1 de 24 pocillos)	Transparente	PCF	1	**NC -**
053961	Placa de 24 pocillos de insertos y placa receptora (1 de 24 pocillos)	Transparente	PCF	5	**NC -**
	Porosidad 12 µm				
044014	Cámara de cultivo para placas de 24 pocillos	Translúcida	PC	50	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
051724	Placa receptora de un pocillo	5	5	**NC -**
051725	Placa receptora 24 pocillos	5	5	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB