Insertos Brand®







Insertos individuales (2 en 1) Brand® para placas de cultivo 6, 12 o 24 pocillos

- 2 en 1: uso suspendido o colocado
- Diferentes tipos de membranas para mejorar la adhesión y el intercambio (membrana de PC con mayor densidad de poros)
- Envasado individual o multi-pack
- Adecuado para varias marcas de placas de multi-pocillos
- Membrana tratada Cellgrade plus

Insertos individuales para BRANDplate®

- Elección de insertos de paredes lisas o con canales
- Diferentes tipos de membranas para mejorar la adhesión y el intercambio (membrana de PC con mayor densidad de poros)
- Los canales permiten que la membrana se sitúe de forma ideal en relación con el medio de cultivo, lo que favorece el crecimiento, y por tanto el grosor, de un cultivo de tejidos

Tiras separables de 4 insertos BRANDplate®

- Disponible independientemente de las placas o directamente en las placas
- Diferentes tipos de membranas para mejorar la adhesión y el intercambio (membrana de PC con mayor densidad de poros)
- Estériles

Ref.	Descripción	Tipo de membrana	Material de la membrana	Insertos/ caja	Unid./ caja	€/ caja
	Porosidad 0,4 µm					
145551	Insertos individuales para placa de 6 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	1	24	**NC -**
145552	Insertos individuales para placa de 6 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	6	24	**NC -**
145543	Insertos individuales para placa de 12 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145544	Insertos individuales para placa de 12 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	9	48	**NC -**
145531	Insertos individuales para placa de 24 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145532	Insertos individuales para placa de 24 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	12	48	**NC -**
145547	Insertos individuales para placa de 6 pocillos 2 en 1	Translúcida	PC	1	24	**NC -**
145548	Insertos individuales para placa de 6 pocillos 2 en 1	Translúcida	PC	6	24	**NC -**
145539	Insertos individuales para placa de 12 pocillos 2 en 1	Translúcida	PC	1	48	**NC -**
145540	Insertos individuales para placa de 12 pocillos 2 en 1	Translúcida	PC	9	48	**NC -**
145535	Insertos individuales para placa de 24 pocillos 2 en 1	Translúcida	PC	1	48	**NC -**
145536	Insertos individuales para placa de 24 pocillos 2 en 1	Translúcida	PC	12	48	**NC -**
145562	Insertos individuales pared lisa para BRANDplate®	Translúcida	PC	1	48	**NC -**
674393	Insertos individuales pared lisa para BRANDplate®	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145567	Insertos individuales con canales para BRANDplate®	Translúcida	PC	1	48	**NC -**
145568	Insertos individuales con canales para BRANDplate®	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145573	Tira separable con 4 insertos pared lisa para BRANDplates® 24/6 pocillos	Translúcida	PC	1	12	**NC -**
145574	Tira separable con 4 insertos pared lisa para BRANDplates® 24/6 pocillos	Transparente	PET	1	12	**NC -**
145579	Tira separable 4 insertos con canales para BRANDplates® 24/6 pocillos	Translúcida	PC	1	12	**NC -**
145580	Tira separable 4 insertos con canales para BRANDplates® 24/6 pocillos	Transparente	PET	1	12	**NC -**
145585	Placa BRANDplate® 6 pocillos con 6 tiras de 4 insertos, pared lisa	Translúcida	PC	1	5	**NC -**
145586	Placa BRANDplate® 6 pocillos con 6 tiras de 4 insertos, pared lisa	Transparente	PET	1	5	**NC -**
145591	Placa BRANDplate® 6 pocillos con 6 tiras de 4 insertos, con canales	Translúcida	PC	1	5	**NC -**
145592	Placa BRANDplate® 6 pocillos con 6 tiras de 4 insertos, con canales	Transparente	PET	1	5	**NC -**
	Porosidad 1 µm					
145563	Insertos individuales pared lisa para BRANDplate®	Translúcida	PC	1	48	**NC -**
145569	Insertos individuales con canales para BRANDplate®	Translúcida	PC	1	48	**NC -**
145575	Tira separable con 4 insertos pared lisa para BRANDplates® 24/6 pocillos	Translúcida	PC	1	12	**NC -**
145581	Tira separable 4 insertos con canales para BRANDplates®24/6 pocillos	Translúcida	PC	1	12	**NC -**
145587	Placa BRANDplate® 6 pocillos con 6 tiras de 4 insertos pared lisa	Translúcida	PC	1	5	**NC -**
145593	Placa BRANDplate® 6 pocillos con 6 tiras de 4 insertos pared lisa con canales	Translúcida	PC	1	5	**NC -**
	Porosidad 3 µm					
145564	Insertos individuales pared lisa para BRANDplate®	Translúcida	PC	1	48	**NC -**
145570	Insertos individuales con canales para BRANDplate®	Translúcida	PC	1	48	**NC -**
145576	Tira separable con 4 insertos pared lisa para BRANDplates® 24/6 pocillos	Translúcida	PC	1	12	**NC -**
145582	Tira separable 4 insertos con canales para BRANDplates® 24/6 pocillos	Translúcida	PC	1	12	**NC -**
145588	Placa BRANDplate® 6 pocillos con 6 tiras de 4 insertos pared lisa	Translúcida	PC	1	5	**NC -**
145594	Placa BRANDplate® 6 pocillos con 6 tiras de 4 insertos pared lisa con canales	Translúcida	PC	1	5	**NC -**
	Porosidad 8 µm					
145553	Insertos individuales para placa de 6 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	1	24	**NC -**
145554	Insertos individuales para placa de 6 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	6	24	**NC -**
145543	Insertos individuales para placa de 12 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145544	Insertos individuales para placa de 12 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	9	48	**NC -**
145533	Insertos individuales para placa de 24 pocillos 2 en 1	Transparente	PET	1	48	**NC -**