Frascos de cultivo celular estándar Corning®

- De poliestireno
- Esterilizado por radiación gamma SAL 10^{-5}
- Certificado como no pirogénico
- Probado endotoxinas ‹ 0,1 EU/ml

+ info en nuestras WEB

Superficie CellBIND®

- Tratamiento de la superficie con cargas negativas, superficie más hidrofílica para una mejor fijación de las células que facilita la proliferación

Ref.	Tipo de frasco	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
Superficie 25 cm²							
430168	Rectangular	Inclinado	Estándar	TC	20	500	**NC -**
430372	Rectangular	Inclinado	Fenólico	TC	20	500	**NC -**
430639	Rectangular	Inclinado	Ventilado	TC	20	500	**NC -**
003289	Rectangular	Inclinado	Ventilado	CellBIND®	20	200	**NC -**
Superficie 75 cm²							
00430720U	En U	Inclinado	Estándar	TC	5	100	**NC -**
00430641U	En U	Inclinado	Ventilado	TC	5	100	**NC -**
00430725U	En U	Inclinado	Fenólico	TC	5	100	**NC -**
003290	En U	Inclinado	Ventilado	CellBIND®	5	100	**NC -**
Superficie 150 cm²							
430823	En U	Inclinado	Estándar	TC	5	50	**NC -**
430824	En U	Inclinado	Fenólico	TC	5	50	**NC -**
430825	En U	Inclinado	Ventilado	TC	5	50	**NC -**
003291U	En U	Inclinado	Ventilado	CellBIND®	5	50	**NC -**
Superficie 175 cm²							
431079	En U	En ángulo	Estándar	TC	5	50	**NC -**
431080	En U	En ángulo	Ventilado	TC	5	50	**NC -**
431085	En U	En ángulo	Fenólico	TC	5	50	**NC -**
00431306*	Rectangular	En ángulo	Ventilado	TC	7	84	**NC -**
00431328*	Rectangular	En ángulo	Ventilado	CellBIND®	7	84	**NC -**
Superficie 225 cm²							
431081	Rectangular	En ángulo	Estándar	TC	5	25	**NC -**
431082	Rectangular	En ángulo	Ventilado	TC	5	25	**NC -**
003293	Rectangular	En ángulo	Ventilado	CellBIND®	5	25	**NC -**

* Frascos con código de barras, validados para su uso con el sistema robótico Selec T™.










Frascos de cultivo celular multinivel Corning® HYPERFlask®

- Estériles
- 10 bandejas interconectadas en una botella
- Superficie de un frasco de 175 cm²
- Superficie de cultivo permeable al gas
- Códigos de barras
- Reducen el espacio en el incubador
- Alto rendimiento celular

Ref.	Superficie (cm²)	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
HYPERFlask® M especialmente diseñado para uso manual						
0010030	1720	Estándar	CellBIND®	1	4	**NC -**
0010020	1720	Estándar	CellBIND®	4	4	**NC -**
0010034	1720	Estándar	CellBIND®	4	24	**NC -**
HYPERFlask® - sistema robótico select T						
0010024	1720	Estándar	CellBIND®	4	24	**NC -**



Tapón de polietileno para HYPERFlask®

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
0010035	Tapón de polietileno, estándar, no ventilado, estéril, Ø 33 mm para HYPERFlask®	1	4	**NC -**

