
## Cámaras de cultivo Corning® CellSTACK®



- Cinco tamaños: de 1-stack (636 cm²)) a 40-stacks (25.440 cm²))
- Varios tratamientos de superficie disponibles: tratamiento estándar para el cultivo celular, superficie Corning CellBIND® para mejorar la adhesión celular, o superficie ULA (Ultra-Low Attachment) para una adhesión celular mínima
- Estériles
- No pirogénicos
- Fabricado en Estados Unidos bajo condiciones GMP
- Fácil de usar
- Amplia apertura con tapón ventilado
- El formato puede ser automatizado

### Superficie Corning CellBIND®


- Ideal para reducir la adición de suero
- Mejor fijación para un mejor rendimiento celular

Superficie ULA (Ultra-Low Attachment): ver capítulo 3D

| Ref. | Superficie (cm²) | Número de Bandejas | Tratamiento | Unid./ bolsa | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **003268** | 636 | 1 | TC | 1 | 8 | **NC -** |
| **003330** | 636 | 1 | CellBIND® | 1 | 8 | **NC -** |
| **003269** | 1272 | 2 | TC | 1 | 5 | **NC -** |
| **003310** | 1272 | 2 | CellBIND® | 1 | 5 | **NC -** |
| **003313** | 3180 | 5 | TC | 1 | 8 | **NC -** |
| **003319** | 3180 | 5 | TC | 1 | 2 | **NC -** |
| **003311** | 3180 | 5 | CellBIND® | 1 | 2 | **NC -** |
| **003270** | 6360 | 10 | TC | 1 | 2 | **NC -** |
| **003271** | 6360 | 10 | TC | 1 | 6 | **NC -** |
| **003312** | 6360 | 10 | CellBIND® | 1 | 2 | **NC -** |
| **003320** | 6360 | 10 | CellBIND® | 1 | 6 | **NC -** |
| **003272** | 25440 | 40 | TC | 1 | 2 | **NC -** |
| **003321** | 25440 | 40 | CellBIND® | 1 | 8 | **NC -** |

## Cámaras de cultivo Corning® HYPERStack®





- Tecnología que combina las ventajas de CellSTACK® y del HYPERFlask®
- Sistema cerrado para la producción en masa de células

### Ventajas

- Más células producidas en menos espacio: importante ahorro de espacio
- Posibilidad de conexión entre varias unidades: considerable ahorro de tiempo gracias al llenado automático
- Sistema cerrado que limita la contaminación y cumple las normas de calidad más exigentes
- Volumen reducido del medio : 0,2 ml/cm²
- Posibilidad de conexión a bolsas u otros consumibles de forma aséptica
- Volumen mínimo a purificar

| Ref. | Superficie (cm²) | Número de Bandejas | Tratamiento | Unid./ bolsa | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0020012** | 6000 | 12 | CellBIND® | 1 | 4 | **NC -** |
| **0020013** | 6000 | 12 | Sin tratar | 1 | 4 | **NC -** |
| **0020036** | 18000 | 36 | CellBIND® | 1 | 2 | **NC -** |
| **0020037** | 18000 | 36 | Sin tratar | 1 | 2 | **NC -** |