
Frascos de cultivo celular Nunc™

- Superficie Nunclon Delta tratada para el cultivo de células
- Esterilizados por rayos gamma
- Dos tipos de tapón: estándar (dos posiciones cerrado y semiabierto) o ventilado, con membrana



Frascos de cultivo celular estándar Nunc™

Ref.	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Superficie 80 cm²			
055410	Recto	Estándar	TC	5	50	NC -
055423	Recto	Ventilado	TC	5	50	NC -
			Superficie 175 cm²			
055421	Recto	Estándar	TC	1	32	NC -
056788	Recto	Estándar	TC	4	32	NC -
055425	Recto	Ventilado	TC	1	32	NC -
056789	Recto	Ventilado	TC	4	32	NC -
			Superficie 175 cm² con código de barras 128			
056468	Recto	Ventilado	TC	1	32	NC -
056784	Recto	Ventilado	TC	4	32	NC -

Frascos de cultivo celular T300 Nunc™



- Soplados en plástico suave y resistente, diseño ergonómico para un mejor agarre

Ref.	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Superficie 300 cm²			
056834	Recta	Estándar	TC	1	12	NC -
056835	Recta	Ventilado	TC	1	12	NC -

Tapones de repuesto para frascos

Envase individualmente, estéril

Para frascos	80 cm²		175 y 225 cm²	
	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
Tapón estándar	055451	NC -	055453	NC -
Tapón ventilado	055452	NC -	055454	NC -
Tapón blanco ventilado	-	-	056447	NC -

Frascos de cultivo celular Easy Flask Nunc™

- Con amplio cuello inclinado, para un acceso total a las células con la ayuda de un raspador, cierre muy rápido, graduación serigrafiada

Ref.	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Superficie 25 cm²			
055400	Inclinado	Estándar	TC	10	200	NC -
055401	Inclinado	Ventilado	TC	10	200	NC -
056393	Inclinado	Ventilado	Colágeno I	10	60	NC -
056390	Inclinado	Ventilado	Poli - D Lisina	10	60	NC -
			Superficie 75 cm²			
055402	Inclinado	Estándar	TC	5	100	NC -
055403	Inclinado	Ventilado	TC	5	100	NC -
056394	Inclinado	Ventilado	Colágeno I	5	30	NC -
056391	Inclinado	Ventilado	Poli - D Lisina	5	30	NC -
			Superficie 175 cm²			
055405	Inclinado	Estándar	TC	5	30	NC -
055404	Inclinado	Ventilado	TC	5	30	NC -
056395	Inclinado	Ventilado	Colágeno I	5	30	NC -
056392	Inclinado	Ventilado	Poli - D Lisina	5	30	NC -
			Superficie 225 cm²			
056241	Inclinado	Estándar	TC	5	30	NC -
056242	Inclinado	Ventilado	TC	5	30	NC -

Frascos de cultivo celular Nunc™ de 3 etapas

Un frasco de cultivo de 3 niveles con una superficie de cultivo de 500 cm² en un volumen equivalente al de un frasco de 175 cm², gracias a la presencia de tres bandejas internas.

- Volumen recomendado : 200 ml
- Esterilizado por rayos gamma
- Fácil de usar: basta con llenar el frasco hasta que el medio se distribuya uniformemente en cada compartimento y colocar el frasco para incubar



Ref.	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
		Superficie 500 cm²			
055045	Estándar	TC	1	32	NC -
056786	Estándar	TC	4	32	NC -
055046	Ventilado	TC	1	32	NC -
056787	Ventilado	TC	4	32	NC -
		Superficie 500 cm² con código de barras			
056437	Ventilado	TC	1	32	NC -
056785	Ventilado	TC	4	32	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB