Cámaras de cultivo Nunc™ Cell Factory®

Visiten nuestras WEB



Cell Factory Estándar



Unidad de cultivo celular intensivo formada por bandejas superpuestas de poliestireno transparente tratado para el cultivo.

- Ideal para "scale up"
- Ahorro de espacio y tiempo
- Cámaras de cultivo paralelas comunicadas en altura por 2 conductos verticales, uno equipado con un filtro hidrófobo de 0,2 µm para la aireación, el otro para el llenado y vaciado en condiciones asépticas
- Distribución equitativa por cámara según el principio de los vasos comunicantes
- Tratamiento de superficie Nunclon, estéril por rayos gamma, envase individual
- Recolección de células por tripsinización
- Drenaje a través de un tubo de conexión
- Dimensiones L x An: 335 x 205 mm

Cell Factory® Estándar

Ref.	Superficie (cm^2)	N°. de bandejas	Vol. de trabajo (ml)	Al. (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055124	632	1	180	37	1	8	**NC -**
055125	1264	2	360	52	1	6	**NC -**
056194	2528	4	720	90	1	10	**NC -**
055126	6320	10	1800	190	1	2	**NC -**
055127	6320	10	1800	190	1	6	**NC -**
055128	25280	40	7200	695	1	2	**NC -**

Accesorios para Cell Factory® estándar

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
056780	Tapones de cierre de HDPE	40	**NC -**
055132	Racor de conexión de PTFE (para el vaciado y el llenado)	10	**NC -**
056420	Racor policarbonato	10	**NC -**
055469	Filtro de ventilación 1 µm	1	**NC -**

Cell Factory® sistema cerrado estándar

- Incluye un filtro Sartopore™ 0,2 µm
- Conector AseptiQuick
- Manguera de silicona

Ref.	Superficie (cm^2)	N°. de bandejas	Vol. de trabajo (ml)	Al. (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056920	1264	2	360	53	1	4	**NC -**
056921	6320	20	1800	190	1	2	**NC -**

Cell Factory® de alta densidad

NUEVO



Cell Factory de alta densidad

- Un 30% más de superficie y rendimiento dentro del espacio estándar del sistema Nunc™ Cell Factory®
- El rendimiento puede variar en función del tipo de célula que se cultive
- Mejora de la productividad
- Dimensiones L x An: 335 x 205 mm

Ref.	Superficie (cm^2)	N°. de bandejas	Vol. de trabajo (ml)	Al. (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056903	1896	3	450-600	54	1	4	**NC -**
056904	8216	13	1950-2600	186	1	3	**NC -**
056905	32864	52	7800-10400	698	1	1	**NC -**

Cell Factory® EasyFill®



Cell Factory EasyFill™

- Ahorro de espacio
- Un Cell Factory® EasyFill® 10 bandejas corresponde a 36 frascos T175
- Fácil de llenar y vaciar, listo para usar, sin necesidad de accesorios
- Dimensiones L x An: 335 x 205 mm

Ref.	Superficie (cm^2)	N°. de bandejas	Vol. de trabajo (ml)	Al. (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056440	630	1	200	35	1	6	**NC -**
056442	1260	2	400	53	1	6	**NC -**
056443	2520	4	800	87	1	4	**NC -**
056705	6300	10	2000	190	1	2	**NC -**

Accesorios para Cell Factory® EasyFill®

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
056420	Racor policarbonato	10	**NC -**