
Frascos de cultivo celular estándar TPP®

Tratada para promover la adhesión y el crecimiento celular.
Marcado bilateral. Frasco de PS, tapón de PE.

Frascos con tapón estándar o ventilado

- Estándar: en posición ventilada cuando el rectángulo está arriba, en posición sellada cuando el rectángulo está a 90°
- Ventilado: membrana de PTFE hidrófoba con poros de 0,22 µm

Ref.	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Superficie 25 cm²			
009025	Inclinado	Estándar	TC	10	360	**NC -**
009026	Inclinado	Ventilado	TC	10	360	**NC -**
			Superficie 75 cm²			
009075	Inclinado	Estándar	TC	5	100	**NC -**
009076	Inclinado	Ventilado	TC	5	100	**NC -**
			Superficie 150 cm²			
190150	Inclinado	Estándar	TC	3	36	**NC -**
190151	Inclinado	Ventilado	TC	3	36	**NC -**
			Superficie 300 cm²			
190300	Inclinado	Estándar	TC	3	18	**NC -**
190301	Inclinado	Ventilado	TC	3	18	**NC -**



Tapones para frascos de cultivo

Para frascos	25 cm²		75 cm²		150 y 300 cm²	
	Ref.	€ 40 unid.	Ref.	€ 40 unid.	Ref.	€ 40 unid.
Tapón estándar	**190825**	**NC -**	**190875**	**NC -**	**190850**	**NC -**
Tapón ventilado	**190826**	**NC -**	**190876**	**NC -**	**190856**	**NC -**

Frascos de cultivo celular TPP® con tapa o película extraíble

- Frasco de poliestireno
- Tapón Ventilado: membrana de PTFE hidrófoba, tamaño de poro de 0,22 µm
- Con tapa o película extraíble
- Con o sin una barrera que crea una superficie de cultivo más pequeña y plana
- Versión con película extraíble (apertura de la punta) para facilitar la apertura

Superficie (cm²)	L x An x Al (mm)	Unid. de env.	Barrera	Unid./ caja	Tapa Ref.	Tapa €/ caja	Película extraíble Ref.	Película extraíble €/ caja
25	92 x 51 x 31	5	No	70	-	-	**190028**	**NC -**
75	155 x 85 x 75	2	No	32	-	-	**190078**	**NC -**
115	210 x 122 x 50	3	Sí	18	**190652**	**NC -**	**190653**	**NC -**
150	122 x 50 x 150	3	No	18	-	-	**190153**	**NC -**
150	122 x 50 x 150	3	Sí	18	**190552**	**NC -**	-	-
300	275 x 170 x 55	2	No	8	-	-	**009303**	**NC -**





+ info en nuestras WEB

Frascos de cultivo celular estándar SPL

- De poliestireno transparente de alta calidad
- Diseño especial del cuello: corto, largo con un ángulo para facilitar el acceso a las pipetas serológicas y a los rascadores
- Apilables
- Estériles
- Tapón verde

DNasa RNasa · Endo-toxinas · Piró-genos

Ref.	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Superficie 25 cm²			
330014	Inclinado	Estándar	TC	5	200	**NC -**
330011	Inclinado	Ventilado	TC	5	200	**NC -**
			Superficie 75 cm²			
330015	Inclinado	Estándar	TC	5	100	**NC -**
330012	Inclinado	Ventilado	TC	5	100	**NC -**
			Superficie 175 cm²			
330016	Inclinado	Estándar	TC	5	40	**NC -**
330013	Inclinado	Ventilado	TC	5	40	**NC -**
			Superficie 225 cm²			
330234	Inclinado	Estándar	TC	5	25	**NC -**
330233	Inclinado	Ventilado	TC	5	25	**NC -**

