Frascos de cultivo celular estándar ClearLine®



- Frascos de poliestireno cristal
- Fácil apilamiento
- Envasado en bolsas despegables
- Certificados disponibles a petición
- Impresión del n° de lote y de la fecha de caducidad en cada frasco
- Modelo con tapón ventilado: con membrana hidrófoba, impide el paso de bacterias y esporas y de partículas mayores de 0,2 µm

Ref.	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Superficie 25 cm²			
131000C	Inclinado	Estándar	TC	10	200	NC -
131006C	Inclinado	Ventilado	TC	10	200	NC -
			Superficie 75 cm²			
131002C	Inclinado	Estándar	TC	5	100	NC -
131008C	Inclinado	Ventilado	TC	5	100	NC -
			Superficie 175 cm²			
131004C	Inclinado	Estándar	TC	5	40	NC -
131010C	Inclinado	Ventilado	TC	5	40	NC -

Frascos de cultivo celular Merck Millipore® Millicell® HY FLASK



- Frascos multiniveles, tratados para cultivo
- Rendimiento y viabilidad constantes
- Condiciones de cultivo uniformes
- Tapón de membrana ventilado colocada en la parte superior del frasco para facilitar el pipeteo, el llenado y la aspiración
- Disponible en 3 niveles (600 cm²) ó en 5 niveles (1000 cm²)

Ref.	Superficie en cm²	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
051996	600	Ventilado	TC	2	16	NC -
051997	1000	Ventilado	TC	1	8	NC -

Placas de Petri

Placas de Petri tratadas cultivo celular Falcon®



Ref.	Ø int x al int. (mm)	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Ø 35 mm			
353001	35,61 x 9,56	Easy Grip™	TC	20	500	NC -
353801	35,61 x 9,56	-	Primaria®	20	200	NC -
			Ø 60 mm			
353004	50,47 x 11,17	Easy Grip™	TC	20	500	NC -
353802	50,47 x 11,17	-	Primaria®	20	200	NC -
			Ø 100 mm			
353003	89,43 x 19,18	-	TC	20	200	NC -
353803	89,43 x 19,18	-	Primaria®	20	200	NC -
354732	89,43 x 19,18	-	PureCoat™ Amine	10	10	NC -
354784	89,43 x 19,18	-	PureCoat™ Carboxyl	10	10	NC -
			Ø 150 mm			
353025	142,57 x 24,77	* Fondo cuadriculado	TC	10	100	NC -

Superficie de cultivo perfectamente plana, sin distorsiones y ópticamente clara.

- El reborde de apilamiento, situado encima de la tapa, facilita la manipulación y el almacenamiento
- El sistema Easy Grip™ proporciona un mejor agarre
- La tapa, con alta cobertura, reduce el riesgo de contaminación
- Especialmente diseñado para permitir un óptimo intercambio de gases gracias a las 3 lengüetas en el interior de la tapa

Corning Primaria®

- Un tratamiento de superficie que favorece la adhesión y la proliferación de tipos de células que son difíciles de cultivar en un soporte de cultivo tradicional. El tratamiento de la superficie es estable en el tiempo y homogéneo, especialmente adecuado para las células neuronales, endoteliales o tumorales

PureCoat™ Amine

- Adecuada para las células que presentan una débil adhesión, esta superficie favorece la adhesión, la proliferación y la diferenciación de una amplia gama de células: células neuronales primarias, células transfectadas (por ejemplo : HEK-293) o líneas celulares como PC12, HepG2
- Alternativa a los revestimientos biológicos: superficie libre de productos animales
- Superficie estable 18 meses desde la fecha de fabricación

PureCoat™ Carboxyl

- Adecuada para las células que muestran una mala adhesión, esta superficie promueve la adhesión, la proliferación y la diferenciación de una amplia gama de células: cardiomiocitos (rata, ratón), queratinocitos (rata), PC12, HT-1080, MCR-5
- Alternativa a los revestimientos biológicos: superficie libre de productos animales
- Superficie estable 18 meses desde la fecha de fabricación

Astucia

Otros tipos de envases, Consultar