
Caja de Petri para cultivo de órganos Falcon®

FALCON® A Corning Brand

- Fácil agarre
- Envase "peel-open" de tipo médico
- Esterilización por rayos gamma
- Superficie de cultivo 2,89 cm^2

Ref.	Ø x al (mm)	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
353037	60 x 15	Redonda con pocillo central	TC	20	500	**NC -**



Placas de Petri Corning®

Placas de Petri tratadas cultivo celular Corning®

CORNING



- El tratamiento CellBind® permite una mejor adhesión celular
- Muescas para un mejor apilamiento
- Sistema de ventilación para un mejor intercambio de gases
- Poliestireno de alta transparencia
- Estéril, no pirogénico

Ref.	Dim. int. x al. int.(mm)	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Ø 35 mm			
430165	34,4 x 10	-	TC	20	500	**NC -**
003294	34,4 x 10	-	CellBIND®	10	210	**NC -**
			Ø 60 mm			
430166	52,1 X 15	-	TC	20	500	**NC -**
003295	52,1 X 15	-	CellBIND®	7	126	**NC -**
430196	51,4 X 15	Fondo cuadri-culado (2 mm)	TC	20	500	**NC -**
			Ø 100 mm			
430167	83,8 x 20	-	TC	20	500	**NC -**
003296	83,8 x 20	-	TC	5	40	**NC -**
430293	80,5 x 20	-	TC	10	480	**NC -**
			Ø 150 mm			
430599	134,5 x 25	-	TC	5	60	**NC -**


Ref.	Dim. int. x al. int.(mm)	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Forma cuadrada			
431110	224 x 224 x 25	Cuadrada 245 x 245 mm	TC	4	16	**NC -**

Placa Petri de 60 mm con pocillo central, Corning®

Sólo para fines de investigación. No debe utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ni en procedimientos de fecundación in *vitro* o de ayuda a la fecundación.

- Pocillo central 20 mm
- El pocillo interior puede contener 3 ml de medio, mientras que el exterior puede contener 10 ml
- Tratada para una óptima fijación de las células
- Estéril

Ref.	Ø x al (mm)	Pocillo central (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003260	60 x 15	20	20	500	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB