## Placas de Petri tratadas cultivo celular Greiner Bio-One




- De poliestireno de alta transparencia
- Esterilizado por rayos gamma
- Tapas con bordes de apilamiento
- Con lengüetas de ventilación
- De un solo uso
- Triple envase disponible bajo pedido

### Tratamiento TC

- Tratamiento de la superficie física estándar para células adherentes


### Advanced TC™

- Tratamiento avanzado para células primarias, células delicadas o células sometidas a estrés (por ejemplo, menos suero)

| Ref. | Ø ext x al ext. (mm) | Número de compartimentos | Especificidad | Tratamiento | Unid./ bolsa | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ø 35 mm | | | | |
| 627160 | 35 x 13,4 | 1 | - | TC | 10 | 740 | NC - |
| 627960 | 35 x 13,4 | 1 | - | Advanced TC | 10 | 740 | NC - |
| 627170B | 36 x 12 | 4 | Ø por compartimento : 11 mm | TC | 10 | 740 | NC - |
| | | | Ø 60 mm | | | | |
| 628160 | 54,39 x 13,8 | 1 | - | TC | 10 | 600 | NC - |
| 628960 | 54,39 x 13,8 | 1 | - | Advanced TC | 10 | 600 | NC - |
| | | | Ø 100 mm | | | | |
| 664160 | 87,5 x 19,6 | 1 | - | TC | 15 | 360 | NC - |
| 664960 | 87,5 x 19,6 | 1 | - | Advanced TC | 15 | 360 | NC - |
| | | | Ø 145 mm | | | | |
| 639160 | 136,41 x 19 | 1 | - | TC | 5 | 120 | NC - |
| 639960 | 136,41 x 19 | 1 | - | Advanced TC | 5 | 120 | NC - |

| Ref. | L x An x Al (mm) | Especificidad | Tratamiento | Unid./ bolsa | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Forma cuadrada | | | | |
| 688160 | 120,73 x 120,73 x 14,6 | cuadrada 120 mm x 120 mm | TC | 10 | 240 | NC - |

## Placas de Petri Nunc™ tratadas Nunclon®




- De poliestireno
- Alta calidad óptica
- Esterilizado por rayos gamma (certificado suministrado en cada caja)
- No citotóxicos

### Ventilada

- Con lengüetas de ventilación

### Con rejilla

- Diseñado para la clonación y permite el recuento

### EasYDish

- Borde biselado, mejor agarre cuando se maneja con guantes
- Las muescas maximizan la ventilación manteniendo la esterilidad
- Marcas de orientación para la observación al microscopio
- Superficie de marcado
- Envase resellable

| Ref. | Ø ext x al ext. (mm) | Especificidad | Tratamiento | Unid./ bolsa | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ø 35 mm | | | | |
| 055056 | 40 x 12 | Sin ventilación | TC | 10 | 500 | NC - |
| 055055 | 40 x 12 | Ventilada | TC | 10 | 500 | NC - |
| 055057 | 40 x 12 | Rejilla | TC | 20 | 500 | NC - |
| 056912 | 40 x 13 | EasyDish | TC | 10 | 500 | NC - |
| | | Ø 60 mm | | | | |
| 055059 | 58 x 15 | Sin ventilación | TC | 10 | 400 | NC - |
| 055058 | 58 x 15 | Ventilada | TC | 10 | 400 | NC - |
| 055060 | 58 x 15 | Rejilla | TC | 10 | 400 | NC - |
| 056913 | 60 x 16 | EasyDish | TC | 10 | 280 | NC - |
| | | Ø 100 mm | | | | |
| 055061 | 92 x 17 | Ventilada | TC | 10 | 150 | NC - |
| 055062B | 92 x 21 | Ventilada | TC | 10 | 240 | NC - |
| 056914 | 95 x 17 | EasyDish | TC | 10 | 150 | NC - |
| 056915 | 95 x 21 | EasyDish | TC | 10 | 240 | NC - |
| | | Ø 150 mm | | | | |
| 055063 | 144 x 21 | Ventilada | TC | 10 | 80 | NC - |
| 056916 | 145 x 21 | EasyDish | TC | 10 | 80 | NC - |

### Forma cuadrada

- Superficie perfectamente plana
- Superficie de cultivo 500 $cm^2$

| Ref. | L x An x Al (mm) | Especificidad | Tratamiento | Unid./ bolsa | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 055064 | 224 x 224 x 25 | cuadrada 245 x 245 mm | TC | 4 | 16 | NC - |