Placas de Petri para cultivo ClearLine®



- En bolsas despegables
- Esterilizado por rayos gamma
- Niveles de endotoxina certificados por debajo de 0,5 EU/ml
- Certificados disponibles a petición

Ref.	Ø ext x al ext. (mm)	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
		Ø 35 mm			
131046C	37,8 x 12,5	TC	10	960	NC -
		Ø 60 mm			
131048C	58,8 x 17,8	TC	10	600	NC -
		Ø 100 mm			
131050C	95,6 x 22	TC	10	300	NC -
		Ø 150 mm			
131052C	143 x 21,9	TC	10	120	NC -

Placas de Petri recubiertas

Cultivo de células en 2D o en monocapa

- Los soportes de cultivo celular estándar se recubren con proteínas de la matriz extracelular (colágeno tipo I, fibronectina, laminina) o con proteínas sintéticas (poli-D y poli-L-lisina).
  Así, permiten una mejor adhesión, crecimiento y diferenciación de las células
- Estos soportes recubiertos son ideales para los cultivos celulares en medios libres de suero y para los protocolos que implican pasos adicionales de lavado o pasos estresantes, por ejemplo, la transfección

- La elección del revestimiento a utilizar depende de las células que se van a cultivar y, por tanto, de la composición de la matriz extracelular *in vivo* para estas células



Placas de Petri Corning® recubiertas Biocoat®

CORNING

Ref.	Ø ext x al ext. (mm)	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
		Ø 35 mm			
354456	35,61 x 9,56	Colágeno I	20	20	NC -
356456	35,61 x 9,56	Colágeno I	20	100	NC -
354467	35,61 x 9,56	Poli - D Lisina	20	20	NC -
356467	35,61 x 9,56	Poli - D Lisina	20	100	NC -
354518	35,61 x 9,56	Poly-L-Lisina	20	20	NC -
356518	35,61 x 9,56	Poly-L-Lisina	20	100	NC -
		Ø 60 mm			
354401	50,47 x 11,17	Colágeno I	20	20	NC -
356401	50,47 x 11,17	Colágeno I	20	100	NC -
354405	50,47 x 11,17	Laminina	20	20	NC -
354403	50,47 x 11,17	Fibronectina	20	20	NC -
354468	50,47 x 11,17	Poli - D Lisina	20	20	NC -
356468	50,47 x 11,17	Poli - D Lisina	20	100	NC -
356517	50,47 x 11,17	Poly-L-Lisina	20	100	NC -

Ref.	Ø ext x al ext. (mm)	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
		Ø 100 mm			
354450	89,43 x 19,18	Colágeno I	10	10	NC -
356450	89,43 x 19,18	Colágeno I	10	40	NC -
354453	89,43 x 19,18	Colágeno IV	10	10	NC -
354653	89,43 x 19,18	Gelatina	10	10	NC -
356653	89,43 x 19,18	Gelatina	10	40	NC -
354469	89,43 x 19,18	Poli - D Lisina	10	10	NC -
		Ø 150 mm			
354551	142,57 x 24,77	Colágeno I	5	5	NC -

Placas de Petri Greiner Bio-One recubiertas CELLCOAT®

greiner BIO-ONE



- Los revestimientos CELLCOAT se adaptan perfectamente a las células primarias, a las líneas sensibles o a cualquier célula sometida a restricciones (sin suero, transfección, numerosos lavados, etc.); también permiten, para ciertas células, una mejor diferenciación
- Listo para usar
- No citotóxicos
- Polilisina y colágeno I almacenables a temperatura ambiente
- Control estricto de las materias primas, calidad constante

Ref.	Ø ext x al ext. (mm)	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
		Ø 60 mm			
628950	54,39 x 13,8	Colágeno I	20	100	NC -
628920	54,39 x 13,8	Fibronectina	5	20	NC -
628910	54,39 x 13,8	Laminina	5	20	NC -
628940	54,39 x 13,8	Poli - D Lisina	20	100	NC -
628930	54,39 x 13,8	Poly-L-Lisina	20	100	NC -
		Ø 100 mm			
664950	87,05 x 19,6	Colágeno I	10	40	NC -
664940	87,05 x 19,6	Poli - D Lisina	10	40	NC -