Placas de Petri CellView™ Greiner Bio-One

- Espesor del vidrio : 175 µm ± 15 µm
- Estériles, tratadas para cultivo celular TC o Advanced TC
- Vidrio borosilicato clase 1 (DIN-ISO 719) transparente, ISO 8255-1 : 1986
- Máxima transmisión espectral
- Superficie específica para mejorar la adhesión celular
- Volumen : 5 ml (un compartimento) y 0,1 - 0,5 ml (4 compartimentos)
- Máxima planicidad
- Ideal para microscopía de alta resolución o FISH

Ref.	Ø x al (mm)	Número de compartimentos	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
627861	35 x 12	1	Sin tratar	10	40	**NC -**
627860	35 x 12	1	TC	10	40	**NC -**
627965	35 x 12	1	Advanced TC	10	40	**NC -**
627871	35 x 12	4	Sin tratar	10	40	**NC -**
627870	35 x 12	4	TC	10	40	**NC -**
627975	35 x 12	4	Advanced TC	10	40	**NC -**



Placas de Petri con fondo de vidrio Nunc™

- Caja de Petri de 35 mm con fondo de vidrio de 12 o 27 mm de diámetro
- Cubreobjetos de vidrio de borosilicato de 0,16 a 0,19 mm
- Volumen del trabajo 3 ml

Aplicaciones

+ Microscopía de fluorescencia y contraste de fase
+ Hibridación in situ con fluorescencia (FISH)

Ref.	Ø ext x Al ext. (mm)	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056848	39,4 x 10,9	Fondo vidrio Ø 12 mm	TC	1	20	**NC -**
056849	39,4 x 10,9	Fondo vidrio Ø 27 mm	TC	1	20	**NC -**



Placas de Petri Fluorodish

- Fondo con cubreobjetos de vidrio
- Para la observación directa por microscopía
- Vidrio óptico de RI = 1,525, espesor 0,17 mm
- Pocillos internos en la placa de Petri para reducir el volumen de las muestras y los medios
- Caja baja para facilitar el acceso de las puntas de las micropipetas
- Adhesivo de baja toxicidad para la investigación de embriones

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ø de los pocillos (mm)	Al. int. (mm)	Al. ext. (mm)	Ángulo de acceso	€ 100 unid.
WFD35-100	33	35,5	23,5	7,8	9	29 °	**NC -**
WFD3510-100	33	35,5	10	7,8	9	29 °	**NC -**
WFD5040-100	47,5	49,82	35	7,25	7,4	17 °	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB