
Cilindros de clonación



Para el aislamiento de clones a partir de células individuales. El aislamiento de un clon se realiza aplicando una fina capa de grasa en el fondo del cilindro y colocándolo en el soporte de cultivo.
Tras la adición de un pequeño volumen de EDTA o tripsina y la incubación a 37°C (que permite despegar las células), las células se recuperan del cilindro y se transfieren a otro soporte.

Cilindros de clonación de vidrio borosilicato - Excelente estanqueidad

Ref.	Diámetro ext. (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
209006	6	8	125	NC -
209008	8	8	125	NC -
209010	10	10	125	NC -

Cilindros de clonación de poliestireno estéril

La base es ligeramente más ancha que la parte superior, lo que proporciona una buena zona de sellado. Envasado en una bolsa de 5.

Ref.	Descripción	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
085102	Cilindros de clonación de PS estéril	4,7 x 8	50	NC -
085103	Cilindros de clonación de PS estéril	6,4 x 8	50	NC -
085104	Cilindros de clonación de PS estéril	9,5 x 6,2	50	NC -
085105	Cilindro de clonación PS estéril surtido	-*	40	NC -

* 4,7 x 8 / 6,4 x 8 / 9,5 x 11

Placas de cultivo

Placas de cultivo Falcon®

FALCON® A Corning Brand



- Estériles
- En poliestireno cristal
- Superficie de marcado
- Identificación alfanumérica
- Borde esmerilado para facilitar la identificación de la placa durante su manipulación
- Tapa de laberinto: reduce en gran medida la evaporación en los pocillos periféricos minimiza el riesgo de contaminación durante el intercambio de gases
- Envases individuales o múltiples termoformados y despegables
- Embalaje "Ready Stack": placas dispuestas una al lado de la otra en bandejas despegables

PureCoat™ Carboxyl

- Adecuada para las células que muestran una mala adhesión, esta superficie promueve la adhesión, la proliferación y la diferenciación de una amplia gama de células: cardiomiocitos (rata, ratón), queratinocitos (rata), PC12, HT-1080, MCR-5
- Alternativa a los revestimientos biológicos: superficie libre de productos animales
- Superficie estable 18 meses desde la fecha de fabricación

ECM Mimetic Fibronectine Peptide

- Una superficie que comprende péptidos sintéticos, biológicamente activos, que imitan la fijación celular que suelen promover las proteínas de la matriz extracelular. Adecuado para células primarias, células madre

Corning Primaria®

- Un tratamiento de superficie que favorece la adhesión y la proliferación de tipos de células que son difíciles de cultivar en un soporte de cultivo tradicional. El tratamiento de la superficie es estable en el tiempo y homogéneo, especialmente adecuado para las células neuronales, endoteliales o tumorales

PureCoat™ Amine

- Adecuada para las células que presentan una débil adhesión, esta superficie favorece la adhesión, la proliferación y la diferenciación de una amplia gama de células: células neuronales primarias, células transfectadas (por ejemplo : HEK-293) o líneas celulares como PC12, HepG2
- Alternativa a los revestimientos biológicos: superficie libre de productos animales
- Superficie estable 18 meses desde la fecha de fabricación

Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Color placa	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
Envase unitario							
353046	6	Plano	Transparente	TC	1	50	NC -
353043	12	Plano	Transparente	TC	1	50	NC -
353047	24	Plano	Transparente	TC	1	50	NC -
353078	48	Plano	Transparente	TC	1	50	NC -
353072	96	Plano	Transparente	TC	1	50	NC -
353077	96	Redondo	Transparente	TC	1	50	NC -
356240	6	Plano	Transparente	ECM Mimetic	1	10	NC -
356241	24	Plano	Transparente	ECM Mimetic	1	10	NC -
Envase Ready Stack							
353924	6	Plano	Transparente	TC	5	5	NC -
353935	24	Plano	Transparente	TC	10	60	NC -
353936	96	Plano	Transparente	TC	14	84	NC -
Multi-pack							
353224	6	Plano	Transparente	TC	6	36	NC -
354721	6	Plano	Transparente	PureCoat™ Amine	5	5	NC -
354773	6	Plano	Transparente	PureCoat™ Carboxyl	5	5	NC -
353225	12	Plano	Transparente	TC	6	36	NC -
353226	24	Plano	Transparente	TC	6	36	NC -
354723	24	Plano	Transparente	PureCoat™ Amine	5	5	NC -
354775	24	Plano	Transparente	PureCoat™ Carboxyl	5	5	NC -
353230	48	Plano	Transparente	TC	6	36	NC -
353075	96	Plano	Transparente	TC	5	50	NC -
353916	96	Plano	Transparente	TC	25	100	NC -
353227	96	Redondo	Transparente	TC	5	50	NC -
354717	96	Plano Transp.	Negro	PureCoat™ Amine	5	5	NC -
356717	96	Plano Transp.	Negro	PureCoat™ Amine	5	50	NC -
353961	384	Plano	Transparente	TC	5	50	NC -
353988	384	Plano - Blanco	Blanco	TC	5	50	NC -
353963	384	Plano Transp.	Blanco	TC	5	50	NC -
353962	384	Plano Transp.	Negro	TC	5	50	NC -

Astucia

Encuentre todas nuestras placas Falcon® de 384 pocillos y 1356 pocillos con tratamiento de cultivo en nuestra sección de Almacenamiento y Screening