
Placas y microplacas Corning®

CORNING

- Estériles
- Código alfanumérico de identificación
- Superficie CellBIND®: tratamiento de la superficie con cargas negativas, superficie más hidrofila para una mejor fijación de las células que facilita la proliferación

Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Color placa	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003516	6	Plano	Transparente	TC	1	50	**NC -**
003506	6	Plano	Transparente	TC	5	100	**NC -**
003335	6	Plano	Transparente	CellBIND®	5	50	**NC -**
003513	12	Plano	Transparente	TC	1	50	**NC -**
003512	12	Plano	Transparente	TC	5	100	**NC -**
003336	12	Plano	Transparente	CellBIND®	5	50	**NC -**
003526	24	Plano	Transparente	TC	1	50	**NC -**
003524	24	Plano	Transparente	TC	1	100	**NC -**
003527	24	Plano	Transparente	TC	5	100	**NC -**
003337	24	Plano	Transparente	CellBIND®	5	50	**NC -**
003548	48	Plano	Transparente	TC	1	100	**NC -**
003338	48	Plano	Transparente	CellBIND®	5	50	**NC -**
003596	96	Plano	Transparente	TC	1	50	**NC -**
003598	96	Plano	Transparente	TC	5	100	**NC -**
003599	96	Plano	Transparente	TC	1	100	**NC -**
003300	96	Plano	Transparente	CellBIND®	5	50	**NC -**
003799	96	Redondo	Transparente	TC	1	50	**NC -**
003603	96	Plano Transp.	Negro	TC	1	48	**NC -**
003904	96	Plano Transp.	Negro	TC	20	100	**NC -**
003340	96	Plano Transp.	Negro	CellBIND®	5	50	**NC -**
003916	96	Plano - Negro	Negro	TC	20	100	**NC -**
003610	96	Plano Transp.	Blanco	TC	1	48	**NC -**
003903	96	Plano Transp.	Blanco	TC	20	100	**NC -**
003917	96	Plano - Blanco	Blanco	TC	20	100	**NC -**
004566	1536	Plano - Negro	Negro	TC	10	50	**NC -**
004568	1536	Plano - Negro	Negro	CellBind	10	50	**NC -**
004571	1536	Plano - Blanco	Blanco	TC	10	50	**NC -**
004573	1536	Plano - Blanco	Blanco	CellBind	10	50	**NC -**





+ info en nuestras WEB

Astucia

Encuentre todas nuestras placas Falcon® de 384 pocillos y 1536 pocillos con tratamiento de cultivo en nuestra sección de Almacenamiento y Screening

Placas y microplacas de cultivo CELLSTAR Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE

- Estériles
- No citotóxicos
- Apilables, envase despegables
- Número de lote en cada placa, fecha de caducidad en cada bolsa
- Tapas con anillos de condensación
- En poliestireno con baja autofluorescencia

DNasa RNasa · Endo-toxinas · ADN humano

CELLSTAR® TC

- Tratamiento físico de superficie estándar

CELLSTAR Advanced TC

- Tratamiento físico avanzado para células primarias o delicadas o estresadas (por ejemplo, menos SVF)

Placa de cultivo de un solo pocillo CELLSTAR® OneWell Plate

- Formato SBS, adecuado para su uso con sistemas robóticos
- Con tapa
- Ideal para el cribado y el cultivo intensivo
- Superficie de cultivo: 95 cm^2

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
1670180	1	Plano	TC	32	50	**NC -**

Astucia

Disponible en versión sin tratar OneWell y FourWell, Consutar



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB