Placas Nunc™

Placas de cultivo Omnitray Nunc™


- Esterilizado por rayos gamma con tapa
- Formato de microplaca para uso con robots
- Con esquina cortada: marca para posicionar la placa
- Sin esquina cortada: especial robótica
- Aplicaciones:
  - Dot Blotting
  - Desnaturalización/hibridación/lavado
  - Almacenamiento de membrana




Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055048	1	Plano	Esquina cortada	TC	10	60	NC -
056199	1	Plano	-	TC	10	90	NC -

Placas rectangulares Nunc™

- Estéril con tapa
- Compatible con sistemas robotizados
- Formato estándar ANSI
- Dim. ext. L x An x Al : 128 x 85,9 x 17,3 mm






Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056276	4	Plano	-	TC, Nunclon™ Delta	10	100	NC -
056278	8	Plano	-	TC, Nunclon™ Delta	10	100	NC -

Placas y microplacas multipocillos transparentes Nunc™

- Esterilizado por rayos gamma
- De poliestireno
- Tratadas Nunclon Delta (TC)
- Tratadas Nunclon VITA : para el cultivo de las llamadas células exigentes, como las células madre embrionarias y pluripotentes humanas
- Placas Minitray con tapa: tamaño L x An 84 x 59 mm, área de cultivo por pocillo 0,013 cm^2
- Placas Edge 2.0: limita la evaporación; tasa de evaporación ‹ 2 % en los 96 pocillos tras 4 días de incubación
- 4 ranuras alrededor del perímetro (cada una llena de líquido estéril de solución de agarosa al 0,5%), actúan como barreras para la evaporación de los pocillos
- Formato SBS







Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055047	4	Plano	Tapa	TC	4	120	NC -
055426	6	Plano	Tapa	TC	1	75	NC -
055615	6	Plano	Tapa	TC	5	85	NC -
055428	12	Plano	Tapa	TC	1	75	NC -
055429	24	Plano	Tapa	TC	1	75	NC -
055430	24	Plano	Tapa	TC	5	85	NC -
055431	48	Plano	Tapa	TC	1	75	NC -
056204	48	Plano	Tapa	TC	5	85	NC -
055435	60	Cónico	Minitray	TC	10	150	NC -
055436	72	Cónico	Minitray	TC	10	150	NC -
055260	96	Plano	Tapa	TC	1	50	NC -
055262	96	Plano	Tapa	TC	10	160	NC -
055432	96	Plano	Sin tapa	TC	1	50	NC -
055264	96	Plano	Sin tapa	TC	10	180	NC -
055434	96	Redondo	Tapa	TC	1	50	NC -
055467	96	Redondo	Tapa	TC	10	160	NC -
055433	96	Redondo	Sin tapa	TC	1	50	NC -
056891	96	Plano	Cubierta, Edge 2.0	TC	1	50	NC -
056892	96	Plano	Cubierta, Edge 2.0	TC	10	160	NC -
056893	96	Plano	Sin tapa, Edge 2.0	TC	1	50	NC -
056894	96	Plano	Sin tapa, Edge 2.0	TC	10	160	NC -
054302	384	Plano	Tapa	TC	10	30	NC -

Tapa y adhesivos estériles

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
055610	Tapa poliestireno estéril	1	60	NC -
055049	Hoja adhesiva estéril	200	800	NC -
064031	Hoja adhesiva estéril	1	50	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB