

Placas Nunc™ (continuación)

Placas y microplacas transparentes UpCell® Nunc™





Tejido diseñado utilizando UpCell Surface



Diseñado para permitir la rápida disociación de las células de la superficie mediante un simple cambio de temperatura.

- Sin tripsinación: proteínas de superficie y antígenos conservados
- Sin uso de rascadores: buena viabilidad celular
- Placas de 6 pocillos entregadas con membranas de soporte que permiten la recogida de hojas celulares, así como la creación de modelos de tejido en 3D
- Con tapa

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056711	6	Plano	Upcell	1	6	NC -
056710	12	Plano	Upcell	1	6	NC -
056709	24	Plano	Upcell	1	6	NC -
056708	48	Plano	Upcell	1	6	NC -
056707	96	Plano	Upcell	1	8	NC -

Microplacas Nunc™ blancas y negras



Microplacas Nunc™ negras

- Recomendado para mediciones de fluorescencia
- Dispersa la luz y reduce el ruido de fondo
- Códigos de barras personalizados disponibles

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055210	96	Plano - Negro	TC	1	50	NC -
055212	96	Plano - Negro	TC	10	160	NC -
054303	384	Plano - Negro	TC	10	30	NC -

Microplacas Nunc™ blancas

- Recomendado para mediciones de luminiscencia
- Con máxima reflexión y mínima autoluminiscencia
- Códigos de barras personalizados disponibles

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055211	96	Plano - Blanco	TC	1	50	NC -
055213	96	Plano - Blanco	TC	10	160	NC -
054304	384	Plano - Blanco	TC	10	30	NC -

Placas y microplacas transparentes multipocillos TPP®



- De poliestireno
- Estériles
- Superficie de inscripción lateral amarilla
- Marcado alfanumérico
- Fondo perfectamente plano ideal para la microscopía

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
992106	6	Plano	TC	1	42	NC -
009206	6	Plano	TC	1	126	NC -
009207B	6	Plano	TC	4	72	NC -
992112	12	Plano	TC	1	42	NC -
109212	12	Plano	TC	1	126	NC -
092412B	12	Plano	TC	4	72	NC -
992124	24	Plano	TC	1	42	NC -
009224	24	Plano	TC	1	126	NC -
092424B	24	Plano	TC	4	72	NC -
992148	24	Plano	TC	1	42	NC -
192048	48	Plano	TC	1	126	NC -
192448	48	Plano	TC	4	72	NC -
992196	96	Plano	TC	1	54	NC -
009296	96	Plano	TC	1	162	NC -
092696B	96	Plano	TC	6	108	NC -
992197	96	Redondo	TC	1	54	NC -
009297	96	Redondo	TC	1	162	NC -
092697B	96	Redondo	TC	6	108	NC -