Placas SPL

Placa transparente un pocillo SPL

- De poliestireno
- Estéril
- No citotóxico



Ref.	Especificidad	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330046	Plano	Con tapa	TC	1	50	NC -

Placas y microplacas multipocillos transparentes SPL

- De poliestireno
- Estériles
- Con tapa
- Marcado alfanumérico
- UPS Clase VI



Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330023	6	Plano	TC	1	50	NC -
330026	12	Plano	TC	1	50	NC -
330029	24	Plano	TC	1	50	NC -
330032	48	Plano	TC	1	50	NC -
330035	96	Plano	TC	1	50	NC -
330038	96	Redondo	TC	1	50	NC -

Placas multipocillos en blanco y negro SPL

Microplacas negras multipocillos SPL

Para minimizar el ruido de fondo y la dispersión de la luz.

- Estériles
- Marcado alfanumérico



Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Especifi-cidad	Trata-miento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330042	96	Plano negro	Tapa negra	TC	1	50	NC -

Microplacas multipocillos blancas SPL

Para una reflexión máxima y una autoluminiscencia mínima.

- Estériles
- Marcado alfanumérico

Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Especifi-cidad	Trata-miento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330041	96	Plano Blanco	Tapa	TC	1	50	NC -

Placas ClearLine®

Placas y microplacas multipocillos transparentes ClearLine®

- De poliestireno
- Esterilizado por rayos gamma
- Marcado alfanumérico
- Esquina cortada
- Niveles de endotoxina certificados ‹ 0,5 EU/ml
- Con tapa

Nuestra Selección



Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
131028C	6	Plano	TC	1	100	NC -
131024C	12	Plano	TC	1	100	NC -
131020C	24	Plano	TC	1	100	NC -
131019C	48	Plano	TC	1	100	NC -
131012C	96	Plano	TC	1	100	NC -