Placas de cultivo recubiertas


El cultivo de células en 2D o en monocapa suele utilizar proteínas de la matriz extracelular para imitar el entorno natural de las células adherentes.

- Los soportes de cultivo celular estándar se recubren con proteínas de la matriz extracelular (colágeno tipo I, fibronectina, laminina) o con proteínas sintéticas (poli-D y poli-L-lisina). Así, permiten una mejor adhesión, crecimiento y diferenciación de las células
- Estos soportes recubiertos son ideales para los cultivos celulares en medios libres de suero y para los protocolos que implican pasos adicionales de lavado o pasos estresantes, por ejemplo, la transfección
- La elección del revestimiento a utilizar depende de las células que se van a cultivar y, por tanto, de la composición de la matriz extracelular *in vivo* para estas células

+ info en nuestras WEB

Placas y microplacas multipocillos transparentes Corning® recubiertas Biocoat®

CORNING



- Matrigel® : membrana basal extraída del tumor EHS (Engelbreth-Holm-Swarm)
- Principales componentes: laminina, colágeno IV, entactina, proteoglicanos
- Cuando se solidifica, forma una estructura equivalente a una membrana basal en cuanto a su composición, estructura y propiedades físicas


Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
354400	6	Plano	Colágeno I	5	5	NC -
356400	6	Plano	Colágeno I	5	50	NC -
354428	6	Plano	Colágeno IV	1	5	NC -
354402	6	Plano	Fibronectina	1	5	NC -
354652	6	Plano	Gelatina	5	5	NC -
356652	6	Plano	Gelatina	5	50	NC -
354404	6	Plano	Laminina	1	5	NC -
354432	6	Plano	Matrigel®	1	2	NC -
354603	6	Plano	Matrigel® thin layer	5	5	NC -
354413	6	Plano	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356413	6	Plano	Poli - D Lisina	5	50	NC -
354515	6	Plano	Poly-L-Lisina	5	5	NC -
354500	12	Plano	Colágeno I	5	5	NC -
356500	12	Plano	Colágeno I	5	50	NC -
354470	12	Plano	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356470	12	Plano	Poli - D Lisina	5	50	NC -

Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
354408	24	Plano	Colágeno I	5	5	NC -
356408	24	Plano	Colágeno I	5	50	NC -
354430	24	Plano	Colágeno IV	5	5	NC -
354411	24	Plano	Fibronectina	1	5	NC -
354412	24	Plano	Laminina	5	5	NC -
354433	24	Plano	Matrigel®	1	2	NC -
354605	24	Plano	Matrigel® thin layer	5	5	NC -
354414	24	Plano	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356414	24	Plano	Poli - D Lisina	5	50	NC -
354505	48	Plano	Colágeno I	5	5	NC -
356505	48	Plano	Colágeno I	5	50	NC -
354509	48	Plano	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356509	48	Plano	Poli - D Lisina	5	50	NC -
354407	96	Plano	Colágeno I	5	5	NC -
356407	96	Plano	Colágeno I	5	50	NC -
354429	96	Plano	Colágeno IV	5	5	NC -
354409	96	Plano	Fibronectina	5	5	NC -
354689	96	Plano	Gelatina	5	5	NC -
356689	96	Plano	Gelatina	5	50	NC -
354410	96	Plano	Laminina	5	5	NC -
354607	96	Plano	Matrigel® thin layer	5	5	NC -
354461	96	Plano	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356461	96	Plano	Poli - D Lisina	5	50	NC -
354516	96	Plano	Poly-L-Lisina	5	5	NC -
356516	96	Plano	Poly-L-Lisina	5	50	NC -

Placas y microplacas multipocillos negras y blancas Corning® recubiertas Biocoat®


CORNING

Placas multipocillo negras Corning® recubiertas de Biocoat®



Ref.	Num. de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
354649	96	Plano-Transparente	Colágeno I	5	5	NC -
356649	96	Plano-Transparente	Colágeno I	5	50	NC -
354640	96	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356640	96	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	50	NC -
354667	384	Plano-Transparente	Colágeno I	5	5	NC -
356667	384	Plano-Transparente	Colágeno I	5	50	NC -
356705	384	Plano-Transparente	Colágeno I	20	80	NC -
354663	384	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	5	NC -
354664	384	Plano-Transparente	Colágeno I	5	5	NC -
356664	384	Plano-Transparente	Colágeno I	5	50	NC -
356702	384	Plano-Transparente	Colágeno I	20	80	NC -
354660	384	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356660	384	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	50	NC -
Angiogénesis: formación de túbulos						
354150	96	Plano-Transparente	Matrigel™	1	5	NC -

Placas multipocillo blancas Corning® recubiertas de Biocoat®



Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
354519	96	Plano-Blanco	Colágeno I	5	5	NC -
356519	96	Plano-Blanco	Colágeno I	5	50	NC -
354650	96	Plano-Transparente	Colágeno I	5	5	NC -
356650	96	Plano-Transparente	Colágeno I	5	50	NC -
354651	96	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356651	96	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	50	NC -
354620	96	Plano-Blanco	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356620	96	Plano-Blanco	Poli - D Lisina	5	50	NC -
354665	384	Plano	Colágeno I	5	5	NC -
356665	384	Plano	Colágeno I	5	50	NC -
356703	384	Plano	Colágeno I	20	80	NC -
354661	384	Plano	Poli - D Lisina	5	5	NC -
356661	384	Plano	Poli - D Lisina	5	50	NC -