Placas y microplacas multipocillo revestimiento CELLCOAT® Greiner Bio-One

Los revestimientos CELLCOAT® son perfectamente adecuados para células primarias, líneas celulares sensibles o cualquier célula sometida a estrés (sin suero, transfección, numerosos lavados, etc.)
También permiten, para ciertas células, una mejor diferenciación.

- Listo para usar
- No citotóxicos
- Polilisina y colágeno I, almacenables a temperatura ambiente
- Control estricto de las materias primas, calidad constante



Placas y microplacas multipocillos transparentes CELLCOAT®

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
657950	6	Plano	Colágeno I	5	50	NC -
657940	6	Plano	Poli - D Lisina	5	50	NC -
657930	6	Plano	Poly-L-Lisina	5	50	NC -
657910	6	Plano	Laminina	1	5	NC -
657920	6	Plano	Fibronectina	1	5	NC -
662950	24	Plano	Colágeno I	5	50	NC -
662910	24	Plano	Laminina	1	5	NC -
662920	24	Plano	Fibronectina	1	5	NC -
662940	24	Plano	Poli - D Lisina	5	50	NC -
662930	24	Plano	Poly-L-Lisina	5	50	NC -
655920	96	Plano	Fibronectina	1	5	NC -
655940	96	Plano	Poli - D Lisina	5	20	NC -
655930*	96	Plano	Poly-L-Lisina	5	20	NC -
781950	384	Plano	Colágeno I	5	20	NC -
781940	384	Plano	Poli - D Lisina	5	20	NC -
781930	384	Plano	Poly-L-Lisina	5	20	NC -

* paquetes pequeños posibles.

Placas y microplacas multipocillos negras CELLCOAT®

Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
655956*	96	Plano-Transparente	Colágeno I	5	5	NC -
655946	96	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	20	NC -
655936	96	Plano-Transparente	Poly-L-Lisina	5	20	NC -
781956	384	Plano-Transparente	Colágeno I	5	20	NC -
781946	384	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	20	NC -
781936	384	Plano-Transparente	Poly-L-Lisina	5	20	NC -

* paquetes pequeños posibles.

Placas y microplacas multipocillos blancas CELLCOAT®


Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
655944	96	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	20	NC -
781944	384	Plano-Transparente	Poli - D Lisina	5	20	NC -

Microplacas Corning®

CORNING

Microplacas con fondo de vidrio


- Fondo plano de vidrio óptico grosor 200 µm
- Vidrio de calidad óptica superior y resistente a los arañazos
- Marco negro para limitar el ruido de fondo en fluorescencia
- Con medio pocillo para limitar la pérdida de reactivos
- Con tapa



Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Color	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
004580	96	Plano-Transparente	Negro	TC	1	10	NC -
004582	96	Plano-Transparente	Negro	Colágeno I	1	10	NC -
004584	96	Plano-Transparente	Negro	Fibronectina	1	10	NC -
004586	96	Plano-Transparente	Negro	Poli - D Lisina	1	10	NC -
004583	384	Plano	Negro	Colágeno I	1	10	NC -
004585	384	Plano	Negro	Fibronectina	1	10	NC -
004587	384	Plano	Negro	Poli - D Lisina	1	10	NC -

Microplacas de COC

- Copolímero de ciclo olefina
- Fondo ultra transparente de 127 µm de espesor
- Pocillos redondos para reducir la pérdida de reactivos
- Superficie tratada cultivo
- Con tapa



Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Color	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
004680	96	Plano-Transparente	Negro	TC	4	16	NC -
003765	384	Plano-Transparente	Blanco	TC	20	100	NC -
003764	384	Plano-Transparente	Negro	TC	20	100	NC -
003769	384	Plano-Transparente	Blanco	Poli - D Lisina	20	100	NC -
003770	384	Plano-Transparente	Negro	CellBind	20	100	NC -
004690	384	Plano-Transparente	Negro	Colágeno	20	100	NC -
004596	384	Plano-Transparente	Negro	Fibronectina	20	100	NC -
004561	1536	Plano-Transparente	Negro	TC	20	100	NC -
004563	1536	Plano-Transparente	Negro	CellBind	20	100	NC -
004564	1536	Plano-Transparente	Negro	Poli - D Lisina	20	100	NC -

Placas para imágenes celulares

Microplacas Imaging 96 pocillos para imágenes celulares Falcon®

FALCON® A Corning Brand

- Fondo plano muy fino (grosor : 190 µm) especialmente diseñado para la obtención de imágenes de células
- Los fondos son un 60% más finos que las microplacas de poliestireno convencionales
- Las paredes opacas impiden el intercambio entre los pocillos
- Estériles
- Con tapa



Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Color	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
353219	96	Plano Transparente	Negro	TC	8	32	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB