Microplacas con fondo transparente Nunc™

- Tratado para cultivo
- Estériles
- Fondo con portaobjetos de vidrio nº 1.5, baja autofluorescencia
- Estructura superior de poliestireno
- Para las placas de vidrio CC2, tratamiento con el mismo efecto biológico que las placas tratadas con Poli-L-Lisina, para ser utilizadas para células difíciles como las cancerosas, neuronales, transfectadas o primarias
- Compatible con robots



Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Color	Especificidad	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Fondo con cubreobjetos de vidrio				
056006	96	Plano-Transparente	Negro	-	6	30	**NC -**
056007	96	Plano-Transparente	Blanco	-	6	30	**NC -**
056140	96	Plano-Transparente	Negro	CC2	6	30	**NC -**
055317	96	Plano-transparente	Negro	No estéril - Sin tapa	5	30	**NC -**
			Fondo PS				
056008	96	Plano-Transparente	Blanco	-	10	30	**NC -**
056010	96	Plano-Transparente	Negro	-	10	30	**NC -**
054305	384	Plano-Transparente	Blanco	-	10	30	**NC -**
054306	384	Plano-Transparente	Negro	-	10	30	**NC -**

Microplacas Vision para screening





- Tratada para el cultivo (optimiza la adhesión celular), estéril, con tapa
- Fondo en poliestireno, 175 µm de espesor
- Aplicaciones: pruebas de células, pruebas de fluorescencia, quimioluminiscencia, colorimetría

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Color	Color de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./caja	€/caja
044811	24	Plano	Negro	Transparente	TC	-	24	**NC -**
044810	96	Plano	Negro	Transparente	TC	-	24	**NC -**
044815	96	Plano	Negro	Transparente	Colágeno	-	24	**NC -**
044862	96	Plano	Negro	Transparente	Poli - D Lisina	-	24	**NC -**
044742	384	Plano	Negro	Transparente	TC	-	24	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB