Microplacas para microscopía SPL

3 tipos de fondo :

+ De vidrio: naturalmente cargado, superficie de crecimiento ideal para las células adherentes
+ DLux: plástico modificado con autofluorescencia mínima
+ FLux : película de plástico modificada (188 µm) para microscopía confocal

NUEVO

DNasa RNasa · Endo-toxinas · Cito-toxinas · ADN humano

Microplacas negras



Ref.	Núm.de pocillos	Tipo de fondo	Color	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330321	12	Plano-Transparente / FLux	Negro	TC	1	10	**NC -**
330286	12	Plano-Transparente / PS	Negro	TC	1	10	**NC -**
330282	24	Plano-Transparente / FLux	Negro	TC	1	10	**NC -**
330283	24	Plano-Transparente / PS	Negro	TC	1	10	**NC -**
330316	96	Plano-Transparente / vidrio	Negro	-	1	10	**NC -**
330242	96	Plano-Transparente / FLux	Negro	TC	1	10	**NC -**
330276	96	Plano-Transparente / PS	Negro	TC	5	25	**NC -**
330317	384	Plano-Transparente / FLux	Negro	TC	1	10	**NC -**
330318	384	Plano-Transparente / PS	Negro	TC	1	10	**NC -**

Microplacas blancas



Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Color	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330319	96	Plano-Transparente / vidrio	Blanco	TC	1	10	**NC -**
330320	96	Plano-Transparente / FLux	Blanco	TC	1	10	**NC -**
330241	96	Plano-Transparente / PS	Blanco	TC	5	25	**NC -**
330335	384	Plano-Transparente / FLux	Blanco	TC	1	10	**NC -**
330336	384	Plano-Transparente / PS	Blanco	TC	1	10	**NC -**

Placas de cultivo SPL para microscopía confocal



- Placas 6 pocillos con cubreobjetos
- De poliestireno transparente de alta calidad
- Para la microscopía confocal de alta resolución
- Estériles
- Con tapa
- Cubreobjetos de vidrio, grosor 133 µm

Ref.	Tipo de fondo	Ø de cubreobjetos en mm	Region confocal (cm^2)	Area de crecimiento (cm^2)	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330083	Plano	13	1,33	9,6	TC	1	4	**NC -**
330084	Plano	20	3,14	9,6	TC	1	4	**NC -**