
Frascos de cultivo celular Nunc™





Frascos de cultivo estériles, sin tratar cultivo, para todas las aplicaciones que no requieran el anclaje de las células al fondo de las placas.

- Tapones blancos para facilitar la identificación
- Esterilizado por radiación gamma y certificado como libre de pirógenos
- Superficie hidrófoba para el cultivo de hibridomas y suspensiones celulares

Frascos de cultivo celular no tratados estándar Nunc™

Ref.	Superficie (cm^2)	Tipo de boca	Tipo de tapón	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055459	25	Inclinado	Ventilado	10	200	**NC -**
055460	75	Inclinado	Ventilado	5	100	**NC -**
055461	175	Recta	Ventilado	4	30	**NC -**


Frascos de cultivo celular 3 niveles Nunc™

Frascos de cultivo de 3 niveles con una superficie de cultivo de 500 cm^2 en un volumen equivalente al de un frasco de 175 cm^2, gracias a la presencia de tres bandejas internas.

- Volumen útil recomendado : 200 ml
- Esterilizado por rayos gamma
- Fácil de usar: basta con llenar el frasco hasta que el medio se distribuya uniformemente en cada compartimento y colocar el frasco para incubar

Ref.	Superficie (cm^2)	Tipo de boca	Tipo de tapón	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056345	500	Recta	Ventilado	1	32	**NC -**

Frascos de cultivo celular SPL



- Poliestireno transparente de alta calidad
- Diseño especial del cuello: corto, largo con un ángulo para facilitar el acceso a las pipetas serológicas y a los rascadores
- Apilables
- Estériles

Frascos de cultivo celular no tratados estándar SPL®

Ref.	Superficie (cm^2)	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330020	25	Inclinado	Estándar	5	200	**NC -**
330021	75	Inclinado	Estándar	5	100	**NC -**
330022	175	Inclinado	Estándar	5	40	**NC -**
330017	25	Inclinado	Ventilado	5	200	**NC -**
330018	75	Inclinado	Ventilado	5	100	**NC -**
330019	175	Inclinado	Ventilado	5	40	**NC -**

Frascos de cultivo celular CELLine Wheaton®

Una botella con doble membrana para optimizar el intercambio de gases y nutrientes. Las condiciones de cultivo permiten altas concentraciones de células de hasta 1 x 10^8 células/ml y concentraciones de proteínas de hasta 25 mg/ml.
El frasco CELLine está equipado con 2, aberturas, una que permite el acceso a la cámara que contiene las células, la otra para renovar el medio.



3 presentaciones

- CELLine CL 350: ideal para trabajos en los que se requieren altas densidades de células
- CELLine CL 1000: este modelo permite obtener un gran número de células
- CELLINE AD 1000: tiene las mismas ventajas que el CeLLine clásico, pero con una nueva matriz PET para el cultivo de células adherentes

Ref.	Especificidad	Volumen (ml)	Tipo de cuello	Tipo de tapón	Tratamiento	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
150102B	CL350	5 + 350	Inclinado	Estándar	Sin tratar	1	5	**NC -**
150103	CL1000	15+1000	Inclinado	Estándar	Sin tratar	1	3	**NC -**
150104	AD1000	15+1000	Inclinado	Estándar	TC	1	3	**NC -**