Placas de Petri Falcon®

FALCON® A Corning Brand

- Ø 35 mm: Caja de Petri EASY GRIP para un mejor agarre
- Tapa con un borde de alta cobertura para evitar la contaminación y 3 lengüetas para un óptimo intercambio de gases
- Superficie de cultivo plana y sin distorsiones
- Poliestireno virgen, calidad cristalina para la transparencia óptica
- Estériles
- 351006: con tapa ajustada (o hermética), para limitar la evaporación



Placas de Petri sin tratar Falcon®

Ref.	Ø x al (mm)	Tipo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
351008	40,28 x 6,17	35 mm	20	500	**NC -**
351006	50 x 9	50 mm	20	500	**NC -**
351007	53,34 x 13,89	60 mm	20	500	**NC -**
351029	87,91 x 14,33	100 mm	20	500	**NC -**
351058	142,37 x 7,145	150 mm	20	100	**NC -**

Placas de Petri Corning®

CORNING

- Poliestireno virgen ópticamente transparente
- Sin tratar para aplicaciones en las que no se desea la adhesión celular
- Bordes para facilitar el manejo
- Los orificios de ventilación garantizan un intercambio de gases homogéneo
- Estériles



Placas de Petri sin tratar Corning®

Ref.	Ø x al (mm)	Tipo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
430588	36,57 x 11,94	35 mm	20	500	**NC -**
430589	57,40 x 15,49	60 mm	20	500	**NC -**
430591	92,71 x 20,83	100 mm	20	500	**NC -**
430597	148,08 x 27,43	150 mm	5	60	**NC -**

Placas de Petri Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC nunc

- De PMP
- Apilable para mayor comodidad
- Reutilizable
- Autoclavables



Placas de Petri sin tratar

Ref.	Ø x al (mm)	Tipo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
029727	92 x 14,7	100 mm	10	60	**NC -**

Placas de Petri SPL

SPL LIFE SCIENCES

- Estériles
- De poliestireno transparente alta calidad




Placas de Petri sin tratar SPL

Ref.	Ø x al (mm)	Tipo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330000*	35 x 9,60	35 mm	10	500	**NC -**
330001*	52,80 x 12,80	60 mm	10	500	**NC -**
330002	85,73 x 12,60	90 mm	10	500	**NC -**
330003	138,57 x 15,40	150 mm	10	120	**NC -**
330004	138,57 x 23,30	150 mm	10	120	**NC -**

* agarre externo.

Otras placas de Petri

- Estériles
- Anillo de agarre
- Con lengüetas de ventilación



Placas de Petri sin tratar

Ref.	Ø x al (mm)	Tipo	Tratamiento	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
978262	60 x 15	60 mm	Sin tratar	10	500	**NC -**
978263	100 x 15	100 mm	Sin tratar	10	500	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB