Placas y microplacas transparentes sin tratar Falcon®

FALCON® A Corning Brand




- La superficie de crecimiento no tratada es más hidrófoba que la superficie de cultivo de tejidos
- Esterilizado por radiación de rayos gamma
- Tapa para un apilamiento estable en el escritorio o en el incubador
- Claridad óptica para la visualización de todas las monocapas celulares

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
351146	6	Plano	1	50	NC -
351143	12	Plano	1	50	NC -
351147	24	Plano	1	50	NC -
351178	48	Plano	1	50	NC -
351172	96	Plano	1	50	NC -
351177	96	Redondo	1	50	NC -

Placas y microplacas transparentes sin tratar Corning®

CORNING




- La superficie de crecimiento no tratada es más hidrófoba que la superficie de cultivo de tejidos
- Esterilizado por radiación de rayos gamma
- Tapa para un apilamiento estable en el escritorio o en el incubador
- Claridad óptica para la visualización de todas las monocapas celulares

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003736	6	Plano	5	100	NC -
003737	12	Plano	5	100	NC -
003738	24	Plano	5	100	NC -
003370	96	Plano	20	100	NC -
003788	96	Redondo	20	100	NC -

Para las placas que inhiben toda adhesión celular Ultra Low Attachement, consulte la gama Corning 3D pág. 2.

Placas y microplacas transparentes sin tratar CELLSTAR Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE



Placas de poliestireno, con tapa, sin tratar, adecuadas para el cultivo de células en suspensión, hibridomas, células madre embrionarias.

- Alta transparencia, baja autofluorescencia
- Envase despegable
- Rastreo alfanumérico
- Las placas FourWell están diseñadas para alojar portaobjetos de microscopio, con muescas para facilitar su extracción
- Estériles

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
1670190	1	Plano	8	32	NC -
073045	4	Plano	8	32	NC -
657185	6	Plano	1	100	NC -
665102	12	Plano	1	100	NC -
662102	24	Plano	1	100	NC -
677102	48	Plano	1	100	NC -
650185	96	Redondo	1	60	NC -
655185	96	Plano, pocillos de chimenea	1	60	NC -

Para las placas que inhiben toda adhesión celular, consulte la gama Greiner Bio-One 3D Cell-Repellent pág. 6.

Placas y microplacas transparentes sin tratar Nunc™

Thermo SCIENTIFIC nunc



Placas de cultivo estériles sin tratar para todas las aplicaciones que no requieran el anclaje de las células al fondo de las placas (suspensión).

- Con tapa
- Tamaño estándar para placas de pocillos múltiples para uso en equipos convencionales

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056275	1 (rectangular)	Plano	10	100	NC -
056277	4 (rectangular)	Plano	10	100	NC -
056279	8 (rectangular)	Plano	10	100	NC -
055617	4	Plano	120	120	NC -
055618	6	Plano	5	75	NC -
055619	12	Plano	1	75	NC -
055620	24	Plano	1	75	NC -
055621	48	Plano	1	75	NC -
056877	96	Plano	25	100	NC -
056367	96	Cónico	10	80	NC -
056837	96	Redondo	10	160	NC -

Para las placas que inhiben toda adhesión celular, véase la gama Nunc™ Nunclon Sphera® pág. 17.