Erlenmeyer y frascos de Fernbach Corning®

Los Erlenmeyer y frascos Fernbach Corning son ideales para agitar los cultivos y almacenarlos.

DNasa RNasa · Endo-toxinas

- Esterilizados por rayos gamma
- Conformes USP Clase VI
- Envase individual
- Tapones ventilados para optimizar el intercambio de gases
- Los sistemas de deflectores permiten una mejor agitación de la suspensión celular

Ref.	Volumen (ml)	Material (Erlenmeyer/tapón)	Con deflectores	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
		Matraz Erlenmeyer con tapón estándar				
430421	125	PC/PP	No	1	50	NC -
430183	250	PC/PP	No	1	50	NC -
430422	500	PC/PP	No	1	25	NC -
431146	1000	PC/PP	No	1	25	NC -
431404	125	PC/PP	Sí	1	50	NC -
431406	250	PC/PP	Sí	1	50	NC -
431408	500	PC/PP	Sí	1	25	NC -
431402	1000	PC/PP	Sí	1	25	NC -
		Matraz Erlenmeyer con tapón ventilado				
431143	125	PC/PP	No	1	50	NC -
431144	250	PC/PP	No	1	50	NC -
431145	500	PC/PP	No	1	25	NC -
431147	1000	PC/PP	No	1	25	NC -
431255	2000	PC/PP	No	1	6	NC -
431405	125	PC/PP	Sí	1	50	NC -
431407	250	PC/PP	Sí	1	50	NC -
431401	500	PC/PP	Sí	1	25	NC -
431403	1000	PC/PP	Sí	1	25	NC -
431256	2000	PC/PP	Sí	1	6	NC -
431280	2000	PETG/PP	No	1	6	NC -
431281	2000	PETG/PP	Sí	1	6	NC -
		Frascos Fernbach con tapón ventilado				
431252	3000	PC/PP	No	1	4	NC -
00431685	5000	PC/PP	No	1	4	NC -
431253	3000	PC/PP	Sí	1	4	NC -
00431684	5000	PC/PP	Sí	1	4	NC -
431282	3000	PETG/PP	No	1	4	NC -
431284	5000	PETG/PP	No	1	4	NC -
431283	3000	PETG/PP	Sí	1	4	NC -
431285	5000	PETG/PP	Sí	1	4	NC -


Erlenmeyer


Frascos Fernbach

Frascos Erlenmeyer para el cultivo en suspensión en sistemas cerrados

Los sistemas cerrados de Corning reducen significativamente el riesgo de contaminación durante la producción, ahorrando tiempo de manipulación y aumentando la productividad del proceso.

- Se entrega estéril y premontado
- Conforme a la USP Class VI, animal-free BSE-TSE, no pirogénico
- Ideal para inocular biorreactores



Ref.	Volumen (ml)	Material Erlenmeyer	Conectividad	Sistema aséptico	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
0011405	125	PC	Macho Luer Lock	1/8 Dip Tube	1	6	NC -
0011465	2000	PC	Macho Luer Lock	1/4 Dip Tube	1	2	NC -
00431518	2000	PC	Desconexion macho MPC	1/4 Dip Tube	1	3	NC -
0011501	5000	PC	Macho MPC	100 mm tapón de transferencia aséptico	1	2	NC -
0011502	5000	PC	Macho MPC	100 mm tapón de transferencia aséptico	1	2	NC -

Amplia selección de volúmenes y conexiones, muchos otros modelos disponibles, consultar.



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB