Erlenmeyer de cultivo Nalgene™

Matraces Erlenmeyer para almacenar o agitar medios.

- Transparente, graduado
- Envase individual
- Fondo plano o con deflectores para mejorar la agitación
- Tapón de rosca estándar o ventilado (0,2 µm)
- Esterilizados por rayos gamma



Ref.	Vol. (ml)	Material (Erlen/tapónr)	Con deflectores	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
		Con tapón estándar				
029348	125	PETG/HDPE	No	1	24	NC -
028406	250	PETG/HDPE	No	1	12	NC -
028407	500	PETG/HDPE	No	1	12	NC -
028211	1000	PETG/HDPE	No	1	6	NC -
028408	2000	PETG/HDPE	No	1	4	NC -
029774	2800	PETG/HDPE	No	1	4	NC -
029349	125	PETG/HDPE	Sí	1	24	NC -
028409	250	PETG/HDPE	Sí	1	12	NC -
028410	500	PETG/HDPE	Sí	1	12	NC -
028212	1000	PETG/HDPE	Sí	1	6	NC -
028411	2000	PETG/HDPE	Sí	1	4	NC -
029775	2800	PETG/HDPE-LDPE	Sí	1	4	NC -
		Con tapón ventilado				
029674	125	PETG/HDPE	No	1	24	NC -
029675	250	PETG/HDPE	No	1	12	NC -
029676	500	PETG/HDPE	No	1	12	NC -
029677	1000	PETG/HDPE	No	1	6	NC -
029678	2000	PETG/HDPE	No	1	4	NC -
029776	2800	PETG/LDPE	No	1	4	NC -
029679	125	PETG/HDPE	Sí	1	24	NC -
029680	250	PETG/HDPE	Sí	1	12	NC -
029681	500	PETG/HDPE	Sí	1	12	NC -
029682	1000	PETG/HDPE	Sí	1	6	NC -
029683	2000	PETG/HDPE	Sí	1	4	NC -
029777	2800	PETG/HDPE-LDPE	Sí	1	4	NC -

Accesorios

Tapones azules de HDPE con membrana (0,2 µm). Estériles

Ref.	Boca	Para frascos	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
029346	38-430	125 y 250 ml	1	12	NC -
029347	45-430	500, 1000 y 2000 ml	1	12	NC -

Erlenmeyers de cultivo Nalgene™



- Transparentes, graduados
- Envase individual
- Esterilizados por rayos gamma

Ref.	Vol. (ml)	Material (Erlenmeyer/tapón)	Con deflectores	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056924	125	PETG/HDPE	No	1	12	NC -
056925	250	PETG/HDPE	No	1	12	NC -
056926	500	PETG/HDPE	No	1	12	NC -

Erlenmeyer de cultivo SPL



Frascos de policarbonato transparente.

- Cultivo en suspensión de bacterias, levaduras, células animales o vegetales
- Preparación de los soportes o del almacenamiento
- Reutilizable y autoclavable
- Fondo plano
- Estériles

Ref.	Volumen (ml)	Material (Erlenmeyer/tapón)	Con deflectores	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
		Matraz Erlenmeyer con tapón estándar				
330100	250	PC/PP	No	1	8	NC -
330101	500	PC/PP	No	1	8	NC -
330102	1000	PC/PP	No	1	4	NC -
330103	2000	PC/PP	No	1	6	NC -
		Matraz Erlenmeyer con tapón ventilado				
330230	250	PC/PP	No	1	8	NC -
330231	500	PC/PP	No	1	8	NC -
330232	1000	PC/PP	No	1	4	NC -
330104	2000	PC/PP	No	1	6	NC -