Spinner Corning®

CORNING



Spinner con deflectores y palas agitadoras para una aireación y mezcla óptimas del cultivo.

- Listo para usar, se suministra con paleta agitadora y barra magnética
- Poliestireno estéril (radiación gamma)
- Envase individual
- Fácil acceso para las pipetas serológicas

Ref.	Volumen total (ml)	Ø x al (mm)	Material	Tipo de tapón	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003152	125	63,5 x 145	PS	Estándar	1	12	NC -
003153	500	87,3 x 203,2	PS	Estándar	1	12	NC -
003561	1000	137 x 245	PS	Estándar	1	6	NC -
003563	3000	188 x 259	PS	Estándar	1	4	NC -
003578	500	63,5 x 145	PS	Ventilado	1	12	NC -
003580	1000	137 x 245	PS	Ventilado	1	6	NC -
003581	3000	188 x 259	PS	Ventilado	1	4	NC -

Reactores GLS80 con varilla de agitación magnética Duran®

DWK LIFE SCIENCES





Racores GL14 y GL18 para la introducción y extracción de materiales durante la mezcla, para la conexión de diámetros exteriores de 1,6 a 12 mm o la compensación de la presión estéril.

- Una mezcla mucho mejor que las barras magnéticas estándar
- La varilla agitadora es intercambiable y puede utilizarse a una velocidad de 500 rpm
- Temperatura máxima de uso: 140 °C
- Autoclavables
- Fácil acceso para las pipetas serológicas

Aplicaciones

+ Mezcla de líquidos
+ Disolución de sólidos
+ Proceso de fermentación simple

Ref.	Descripción	€
091911	Tapón GLS80 con varilla agitadora magnética de ancla	NC -
096328	Frasco Duran® de 250 ml con tapón azul/gris de PP GLS80, 1 tapón azul de PP GL14, 2 tapones rojos de PBT GL14, 2 tapones rojos de PBT GL18	NC -
091909	Frasco Duran® de 1 l con tapón azul/gris de PP GLS80, 1 tapón azul de PP GL14, 2 tapones rojos de PBT GL14, 2 tapones rojos de PBT GL18	NC -
091910	Frasco Duran® de 2 l con tapón azul/gris de PP GLS80, 1 tapón azul de PP GL14, 2 tapones rojos de PBT GL14, 2 tapones rojos de PBT GL18	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
091912	Imán de hélice para tapón GLS80	NC -
091913	Imán de ancla de recambio para tapón GLS80	NC -
091914	Tapón de recambio GLS80 para varilla agitadora	NC -
091915	Eje de recambio de acero inoxidable con rosca PEEK para varilla agitadora para el tapón GLS80	NC -

Reactores GL45 con varilla de agitación magnética Duran®

DWK LIFE SCIENCES



Racores GL14 y GL18 para la introducción y extracción de materiales durante la mezcla, para la conexión de 1,6 - 6 mm de diámetro exterior o la compensación estéril de la presión

- Una mezcla mucho mejor que las barras magnéticas estándar
- Puede utilizarse a una velocidad de 500 rpm
- Temperatura máxima de uso: 140 °C
- Autoclavables

Aplicaciones

+ Mezcla de líquidos
+ Disolución de sólidos

Ref.	Descripción	€
091982	Frasco Duran® 500 ml con tapón PP GL45 azul/gris, 1 tapón PP GL14 azul, 2 tapones GL14 PBT rojos	NC -
091983	Frasco Duran® 1000 ml con tapón PP GL45 azul/gris, 1 tapón PP GL14 azul, 2 tapones GL14 PBT rojos	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
091985	Imán de alas retractiles para tapón GL45	NC -
091984	Tapón de repuesto GL45 azul/gris con tapón de PP GL14 azul	NC -