Frasco de boca ancha GLS80 con doble pared

DWK LIFE SCIENCES

- Frascos de vidrio borosilicato Duran 3.3 con cuello ancho GLS80 (Ø int. : 65 mm) y doble pared integral
- Graduaciones en la pared interior
- Conectores con tapones de rosca rojos GL18, juntas recubiertas de PTFE
- Fondo interior plano compatible con barras agitadoras magnéticas o con el sistema de agitación con tapa de hélice GLS80
- Frascos suministrados con tapón GLS80, tapón conector PBT GL18 y olivas de PTFE Ø 10 mm
- Totalmente autoclavable, temperaturas de funcionamiento : -40 °C a +120 °C
- Los componentes de vidrio pueden utilizarse entre - 196 °C y + 300 °C



Ref.	Volumen (ml)	€
084484	500	NC -
084485	1000	NC -

Tapones GLS80

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
091919	Tapón GLS80 blanco de PSU con revestimiento PTFE	1	NC -
096116	Tapón GLS80 de PP, ventilado	2	NC -
091911	Tapón GLS 80 completa con varilla, imán de ancla, tapones	1	NC -
096003	Tapón GLS80 PP 4 salidas con varilla agitadora con aletas	1	NC -

Frascos Magna Flex

DWK LIFE SCIENCES

- Brazos laterales para frascos de 500 ml a 6 l
- Con tapones ventilados para favorecer el intercambio de gases y eliminar la contaminación cruzada



Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones ø x al (mm)	Tapón	Brazo	€
048580	125	65 x 155	51 - 400	33 - 430	NC -
048581	250	85 x 175	51 - 400	33 - 430	NC -
048582	500	110 x 190	100 - 400	45 mm	NC -
048583	1000	130 x 250	100 - 400	45 mm	NC -
048584	3000	178 x 341	100 - 400	45 mm	NC -
048585	6000	258 x 404	100 - 400	45 mm	NC -

Spinners y frascos de agitación Bellco®

BELLCO GLASS INC





Astucia

Para los spinners de vidrio de la gama BELLCO, consulte a nuestros especialistas.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB