Rollers Corning®

CORNING



- La construcción de una sola pieza transparente reduce el riesgo de daños por gotas accidentales
- Esterilizado por radiación gamma y certificado como libre de pirógenos
- Frascos de PS virgen, tapones de polietileno de alta densidad
- Cumple los requisitos de la USP Clase VI para los envases y tapones de plástico

2 tipos de tapones
+ Easy Grip: diseño óptimo para el agarre
+ Plug Seal: cierre hermético de gases y líquidos, para sistemas cerrados

Superficie CellBIND®
- Tratamiento de la superficie con cargas negativas, superficie más hidrofílica para una mejor fijación de las células que facilita la proliferación

Rollers Corning® tratados cultivo para cultivos en agitación (tratamiento TC)

Ref.	Volumen total (ml)	Ø x al (mm)	Material	Pared	Superficie (cm²)	Tipo de tapón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
430195	1300	102 x 152	PS	Liso	490	Plug Seal	2	40	**NC -**
430849	2200	102 x 254	PS	Liso	850	EasyGrip	2	40	**NC -**
430851	2200	102 x 254	PS	Liso	850	EasyGrip	5	40	**NC -**
431133	2200	102 x 254	PS	Liso	850	EasyGrip	20	20	**NC -**
431198	2200	102 x 254	PS	Liso	850	EasyGrip ventilado	2	40	**NC -**
00431321	2200	102 x 254	PS	Liso	850	EasyGrip	22	44	**NC -**
430852	2500	117 x 271	PS	Corrugado	1700	EasyGrip	2	40	**NC -**
431135	2500	117 x 271	PS	Corrugado	1700	EasyGrip	20	20	**NC -**
00431191	2500	117 x 271	PS	Corrugado	1700	EasyGrip ventilado	20	20	**NC -**
430699	3000	117 x 528	PS	Liso	1750	EasyGrip	10	20	**NC -**

Rollers Corning® tratados cultivo para cultivos en agitación (tratamiento CellBIND®)

Ref.	Volumen total (ml)	Ø x al (mm)	Material	Pared	Superficie (cm²)	Tipo de tapón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003907	2200	102 x 254	PS	Liso	850	EasyGrip	2	40	**NC -**
00431329	2200	102 x 254	PS	Liso	850	EasyGrip ventilado	2	40	**NC -**
00431344	2200	102 x 254	PS	Liso	850	EasyGrip	22	44	**NC -**
00431134	2500	117 x 271	PS	Corrugado	1700	EasyGrip ventilado	20	20	**NC -**

Rollers Corning® no tratados cultivo para cultivos en suspensión

Ref.	Volumen total (ml)	Ø x al (mm)	Material	Pared	Superficie (cm²)	Tipo de tapón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
00431644	2500	117 x 271	PS	Liso	850	EasyGrip	1	40	**NC -**

Rollers de cultivo CELLMASTER Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE



- Certificación USP Clase VI
- Esterilización por radiación
- Número de lote y fecha fecha de caducidad en cada roller
- Tecnología de moldeado sin costuras / plástico resistente de alta calidad óptica
- Tapón de rosca de seguridad
- Alta estabilidad y claridad óptica

CELLMASTER™ Greiner Bio-One tratados cultivo, para cultivos en agitación

Ref.	Volumen total (ml)	Ø x al (mm)	Material	Pared	Superficie (cm²)	Tipo de tapón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
682612	4970	122 x 500	PS	Liso	1700	Estándar	12	12	**NC -**
682660	4970	122 x 500	PS	Liso	1700	Estándar	1	12	**NC -**
682670	4640	122 x 500	PS	Corrugado	4250	Estándar	1	12	**NC -**
682615	4970	122 x 500	PS	Liso	1700	Ventilado	12	12	**NC -**
682678	4640	122 x 500	PS	Corrugado	4250	Ventilado	1	12	**NC -**
680658	2520	122 x 271	PS	Liso	850	Ventilado	12	24	**NC -**
680660	2520	122 x 271	PS	Liso	850	Estándar	12	24	**NC -**
680160	2300	116 x 276	PET	Liso	850	Ventilado	1	18	**NC -**
680170	2300	116 x 276	PET	Liso	850	Ventilado	30	30	**NC -**
680180	2300	116 x 276	PET	Liso	850	Ventilado	1	18	**NC -**