Rollers TUFROL™ Nunc™

- De poliestireno
- Liso o corrugado
- sopladas sin soldadura (garantía de seguridad y de robustez)
- Diseñadas para la producción de células animales en gran cantidad
- Uso manual o automatizado
- No citotóxico, no pirogénico
- TUFROL™ EZ: más fácil de manejar gracias a un fondo más redondeado y un hombro para verter fácilmente los líquidos
- Estériles




TUFROL™ et TUFROL™ EZ Nunc™, tratados cultivo, para cultivos agitados

Ref.	Volumen total (ml)	Ø x al (mm)	Material	Pared	Superficie (cm^2)	Tipo de Tapón	Especificidad	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
					Rollers TUFROL™					
353007B	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Estándar	-	2	20	**NC -**
353008B	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Estándar	-	20	20	**NC -**
353088B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Estándar	-	20	20	**NC -**
353068B	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Ventilado	-	2	20	**NC -**
353079B	2000	117,3 x 276,9	PS	Corrugado	1450	Estándar	-	20	20	**NC -**
056781*	2000	117,3 x 276,9	PS	Corrugado	1450	Estándar	-	20	20	**NC -**
353069B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Corrugado	1450	Ventilado	-	20	20	**NC -**
					Rollers TUFROL™ EZ					
353151B	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Estándar	Fondo muy profundo	2	20	**NC -**
353152B	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Estándar	Fondo muy profundo	20	20	**NC -**
353153B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Estándar	Fondo muy profundo	20	20	**NC -**
353154B	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Ventilado	Fondo muy profundo	2	20	**NC -**
353160B	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Estándar	-	2	20	**NC -**
353161B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Estándar	-	20	20	**NC -**
353162B	2000	117,3 x 276,9	PS	Liso	850	Ventilado	-	2	20	**NC -**

* Doble envase

Tapones de HDPE para rollers TUFROL™

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
056782	Tapón ventilado	250	500	**NC -**
056783	Tapón estándar	250	500	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB