Soportes de fecundación *in vitro*

Los consumibles que se indican a continuación son plásticos celulares no adherentes, específicamente probados y certificados como "no embriotóxicos".

Placas de Petri para FIV Nunc™

- Certificado para la FIV
- Estériles
- Superficie no tratada
- Marcado CE
- Testadas USP clase VI
- Con lengüetas de ventilación

Ref.	Ø x al (mm)	Unid./ bolsa	Unid./caja	€/ caja
056318	35 x 10	10	500	**NC -**
056317	60 x 15	10	400	**NC -**
056449	90 x 17	10	150	**NC -**

Con pocillo central de 3 ml

Ref.	Ø x al (mm)	Especificidad	Unid./ bolsa	Unid./caja	€/ caja
056727	55 x 16	Pocillo central	1	120	**NC -**

ICSI: Intra Cytoplasmic Sperm Injection

Fondo óptico súper pulido.

Ref.	Ø x al (mm)	Especificidad	Unid./ bolsa	Unid./caja	€/ caja
056726	51 x 9	ICSI	1	120	**NC -**



056726


056727

Placas de Petri para FIV Nunc™

- Certificado para la FIV
- Marcado CE
- Con tapa
- Volumen por pocillo : 1,2 ml
- Superficie por pocillo : 1,9 cm^2

Ref.	Número de pocillos	Tratamiento	Unid/ bolsa	Unidad/ caja	€/ caja
056258	4	TC	4	120	**NC -**
056469	4	Sin tratar	4	120	**NC -**



Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB