
Soportes de cultivo para embriones SPL





- De poliestireno transparente de alta calidad
- Con tapa
- Estériles, USP clase VI
- Prueba de supervivencia embrionaria MEA

Placas de Petri

Ref.	Ø x al (mm)	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
			Ø 60 mm			
330093	60 x 15	Agarre	TC	10	500	**NC -**
330094	60 x 15	Agarre	Sin tratar	10	500	**NC -**
			Con pocillo central Ø 20mm			
330091	60 x 15	Agarre	TC	10	500	**NC -**
330092	60 x 15	Agarre	Sin tratar	10	500	**NC -**

Placa de cultivo de 4 pocillos

- Ø interno de pocillos 15,8 mm
- Superficie de pocillos: 2 cm^2
- Volumen útil : 1 ml

Ref.	Número de pocillos	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330090	4	Sin tratar	120	500	**NC -**
393006	4	TC	120	500	**NC -**

Cámaras de cultivo

Cultive, fije, tiña y examine sus muestras al microscopio sin tener que transferir las células.

Cámaras de cultivo Falcon®



- Estériles
- Cámara de poliestireno pegada a un portaobjetos de vidrio sodocálcico (75 x 25 mm; espesor 1,2 mm)
- Sello adhesivo acrílico, biocompatible, sensible a la presión
- Borde azul hidrofóbico que define las zonas de cultivo celular
- Pocillos numerados
- Se entrega con una herramienta de extracción que separa la cámara del portaobjetos

Aplicaciones

+ Análisis *in situ* (PCR, inmunomarcado, fluorescencia)
+ Tipificación de tejidos o tumores

Volumen recomendado en función de la superficie

Número de compartimentos	Superficie de cultivo (cm^2)	Volumen de trabajo (ml)/cámara
4	1,7	0,7-1,25
8	0,7	0,3-0,5

Ref.	Número de compartimentos	Material de portaobjetos	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
354114	4	Vidrio sodocálcico	-	12	24	**NC -**
354104	4	Vidrio sodocálcico	-	12	96	**NC -**
354557	4	Vidrio sodocálcico	Colágeno I	4	12	**NC -**
354559	4	Vidrio sodocálcico	Fibronectina	4	12	**NC -**
354577	4	Vidrio sodocálcico	Poli - D Lisina	4	12	**NC -**
354118	8	Vidrio sodocálcico	-	12	24	**NC -**
354108	8	Vidrio sodocálcico	-	12	96	**NC -**
354557	8	Vidrio sodocálcico	Colágeno I	4	12	**NC -**
354631	8	Vidrio sodocálcico	Fibronectina	4	12	**NC -**
354632	8	Vidrio sodocálcico	Poli - D Lisina	4	12	**NC -**