
Cámaras de cultivo CellView Slide Greiner Bio-One

- Estériles
- Cámara de poliestireno pegada a un portaobjetos con cubreobjetos de vidrio de borosilicato de clase 1.0 integrado (75 x 25 mm; grosor del cubreobjetos central de 175 µm)
- 2 versiones: vidrio de borosilicato tratamiento cultivo estándar o vidrio de borosilicato Advanced TC
- El compartimento negro desmontable evita la contaminación cruzada de la señal y los problemas de autofluorescencia
- Compatible con las técnicas de microscopía de alta resolución
- Marcado alfanumérico
- No citotóxicos



Volumen recomendado en función de la superficie

Número de compartimentos	Superficie de cultivo (cm^2)	Volumen de trabajo (ml)/cámara
10	3,3	0,44

Ref.	Número de compartimentos	Material de portaobjetos	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
543079	10	Vidrio borosilicato	TC Estándar	5	45	**NC -**
543078	10	Vidrio borosilicato	TC Estándar	1	20	**NC -**
543979	10	Vidrio borosilicato	Advanced TC	5	45	**NC -**
543978	10	Vidrio borosilicato	Advanced TC	1	20	**NC -**

Cámaras de cultivo Nunc™ LabteK™

Volumen recomendado en función de la superficie

- Cámara de poliestireno pegada al portaobjetos o al cubreobjetos
- Junta de silicona de grado médico
- Tapa con asa lateral (sin asa para la versión de 16 compartimentos)

Número de compartimentos	Superficie de cultivo (cm^2)	Volumen de trabajo (ml)/cámara
1	9,4	2,5-4,5
2	4,2	1,2-2
4	1,8	0,5-0,9
8	0,8	0,2-0,4
16	0,4	0,1-0,2

En portaobjetos , separable con junta de silicona

- Superficie de portaobjetos tratada cultivo
- 2 versiones: vidrio sodocálcico tratado cultivo o plástico Permanox tratado cultivo Nunclon Delta
- Dimensiones L x An: 75 x 25 mm, grosor: 1 mm
- Fluorescencia mínima
- El vidrio tiene una mayor resistencia química a los disolventes, los ácidos, las bases y el calor que el plástico
- La cámara se puede separar fácilmente del portaobjetos sin necesidad de herramientas
- La junta de silicona actúa como barrera entre los compartimentos una vez que se retira la cámara
- La versión de 16 pocillos tiene 2 x 8 pocillos con la misma separación que una placa de microtitración y también tiene un área de escritura lateral





Ref.	Número de compartimentos	Material de portaobjetos	Unid./ caja	€/ caja
055072	1	Vidrio sodocálcico	8	**NC -**
055073	2	Vidrio sodocálcico	8	**NC -**
055074	4	Vidrio sodocálcico	8	**NC -**
055075	8	Vidrio sodocálcico	8	**NC -**
055088	16	Vidrio sodocálcico	16	**NC -**
055068	1	Plástico Permanox	8	**NC -**
055069	2	Plástico Permanox	8	**NC -**
055070	4	Plástico Permanox	8	**NC -**
055071	8	Plástico Permanox	8	**NC -**

Cubreobjetos de accesorio

Ref.	Dim. L x An (mm)	Recomendado para	Unid./ caja	€/ caja
055089B	22 x 74	Cámara de 16 compartimentos ref. 055088	96	**NC -**

En cubreobjetos, no separable con junta de silicona

- De vidrio borosilicato 1,0
- Dimensiones L x An: 75 x 57 mm, espesor: n°1 (0,013 - 0,017 mm)
- La cámara no se puede separar del cubreobjetos
- Óptimo para observaciones de microscopía invertida de alta potencia



Ref.	Número de compartimentos	Material de portaobjetos	Unid./ caja	€/ caja
055080	1	Vidrio borosilicato	8	**NC -**
055081	2	Vidrio borosilicato	8	**NC -**
055082	4	Vidrio borosilicato	8	**NC -**
055083	8	Vidrio borosilicato	8	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB