Cámaras de crecimiento Nunc™ LabteK II™

En portaobjetos, separable con adhesivo



- Superficie de portaobjetos tratada cultivo
- 2 versiones: vidrio sodocálcico cultivado o vidrio CC², modificado químicamente para que se cargue positivamente reproduciendo las propiedades de un revestimiento de poli-D-lisina
- Dimensiones L x An: 75 x 25 mm
- Zona de marcado Superfrost™ en el portaobjetos de vidrio sodocálcico y zona de marcado azul claro en el portaobjetos de vidrio CC²
- Fluorescencia mínima
- Se entrega con una herramienta de extracción que separa la cámara del portaobjetos
- El adhesivo biocompatible actúa como barrera entre la cámara y el portaobjetos cuando se ensamblan los 2. Una vez retirada la cámara, el portaobjetos presenta un borde hidrófobo que aísla los pocillos


Ref.	Número de compartimentos	Material de portaobjetos	Unid./ caja	€/ caja
055076	1	Vidrio sodocálcico	16	**NC -**
055077	2	Vidrio sodocálcico	16	**NC -**
055078	4	Vidrio sodocálcico	16	**NC -**
055079	8	Vidrio sodocálcico	16	**NC -**
055596	1	Vidrio CC²	16	**NC -**
055597	2	Vidrio CC²	16	**NC -**
055598	4	Vidrio CC²	16	**NC -**
055599	8	Vidrio CC²	16	**NC -**

- Cámara de poliestireno pegada al portaobjetos o al cubreobjetos
- Adhesivo biocompatible, bordes hidrofóbicos para cada compartimento
- Tapa con asa en la parte superior

Volumen recomendado en función de la superficie

Número de compartimentos	Superficie de cultivo (cm²)	Volumen de trabajo (ml)/cámara
1	8,6	2 - 4,5
2	4	4386 - 2
4	1,7	0,5 - 1
8	0,7	0,2 - 0,5

En cubreobjetos, no separable con adhesivo



- De vidrio borosilicato 1,5
- Dimensiones L x An: 55 x 24 mm, grosor : n°1,5 (0,016 - 0,019 mm)
- La cámara no se puede separar del cubreobjetos
- Óptimo para observaciones de microscopía invertida de alta potencia
- Se suministran en bandejas aptas para incubador y apilables

Ref.	Número de compartimentos	Material de portaobjetos	Unid./ caja	€/ caja
055084	1	Vidrio borosilicato	16	**NC -**
055085	2	Vidrio borosilicato	16	**NC -**
055086	4	Vidrio borosilicato	16	**NC -**
055087	8	Vidrio borosilicato	16	**NC -**

