Millicell EZ slide Merck Millipore®

- Cámara de poliestireno pegada a un portaobjetos de vidrio
- La cámara se puede separar fácilmente del portaobjetos, sin necesidad de herramientas
- Pocillos numerados
- Volumen recomendado en función de la superficie

Número de compartimentos	Superficie de cultivo (cm^2)	Volumen de trabajo (ml)/cámara
4	1,7	0,5 - 1,7
8	0,7	0,2 - 0,7

Ref.	Número de compartimentos	Material de portaobjetos	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
051988	4	Vaso	4	16	**NC -**
051989	4	Vaso	16	96	**NC -**
051990	8	Vaso	4	16	**NC -**
051991	8	Vaso	16	96	**NC -**





Cámaras de cultivo SPL

- Estériles
- Cámara de poliestireno pegada a un portaobjetos de vidrio (75 x 25 mm)
- No citotóxico
- Portaobjetos disponible en diferentes materiales:
  - de vidrio, cargado naturalmente, superficie de crecimiento ideal para las células adherentes;
  - DLux, plástico modificado con mínima autofluorescencia ;
  - FLux, película de plástico modificada (188 µm) para microscopía confocal
- Marcado alfanumérico
- Se suministra en bandejas adecuadas para su uso en incubadores

Volumen recomendado en función de la superficie

Número de compartimentos	Superficie de cultivo (cm^2)	Volumen de trabajo (ml)/ cámara
1	9,4	2,5-5,5
2	4,55	1,2-2,5
4	2,13	0,5-1,3
8	0,98	0,2-0,6





Ref.	Número de compartimentos	Color del compartimento	Material de portaobjetos	Tratamiento cultivo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330049	1	Transparente	Vaso	No	6	12	**NC -**
330050	1	Negro	Vaso	No	6	12	**NC -**
330051	1	Blanco	Vaso	No	6	12	**NC -**
330052	2	Transparente	Vaso	No	6	12	**NC -**
330053	2	Negro	Vaso	No	6	12	**NC -**
330054	2	Blanco	Vaso	No	6	12	**NC -**
330055	4	Transparente	Vaso	No	6	12	**NC -**
330056	4	Negro	Vaso	No	6	12	**NC -**
330057	4	Blanco	Vaso	No	6	12	**NC -**
330058	8	Transparente	Vaso	No	6	12	**NC -**
330059	8	Negro	Vaso	No	6	12	**NC -**
330060	8	Blanco	Vaso	No	6	12	**NC -**
330061	1	Transparente	DLux	Sí	6	12	**NC -**
330063	2	Transparente	DLux	Sí	6	12	**NC -**
330065	4	Transparente	DLux	Sí	6	12	**NC -**
330067	8	Transparente	DLux	Sí	6	12	**NC -**
330062	1	Transparente	FLux	Sí	6	12	**NC -**
330064	2	Transparente	FLux	Sí	6	12	**NC -**
330066	4	Transparente	FLux	Sí	6	12	**NC -**
330068	8	Transparente	FLux	Sí	6	12	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB