Portaobjetos y cubreobjetos de cultivo

Disfrute de la fijación y el crecimiento de las células de forma similar a los medios de cultivo celular estándar (frascos y placas) con portaobjetos tratados para el cultivo.

Aplicaciones

+ Estudios de células y tejidos / Inmunofluorescencia e inmunomarcación para citología, histología, parasitología, bacteriología y virología / Inmovilización de ADN, ácidos nucleicos, anticuerpos, proteínas y otras moléculas pequeñas / Marcaje de proteínas, microarrays / Estudios de hibridación

Portaobjetos y cubreobjetos de cultivo Falcon®

FALCON® A Corning Brand

- Tratamiento para aumentar la adhesión celular

Ref.	Ø (mm)	Tratamiento	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
354086	12	Poli - D Lisina	80	80	NC -
354087	12	Poli - D Lisina/ Laminina	80	80	NC -
354085	12	Poly-L-Lisina	80	80	NC -
354089	22	Colágeno I	60	60	NC -
354088	22	Fibronectina	60	60	NC -




Portaobjetos y cubreobjetos de cultivo Nunc™

Thermo SCIENTIFIC nunc

Portaobjetos tratados cultivo

- 2 tipos de plásticos :
  - Permanox: plástico transparente para una fluorescencia mínima
  - Poliestireno: autofluorescencia < 485 nm


Ref.	Dimensiones L x An(mm)	Material	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
055600	25 x 75	Poliestireno	20	100	NC -
055601	25 x 75	Permanox	20	100	NC -



Cubreobjetos Thermanox™ tratados cultivo

- Fabricado en poliéster exclusivo, muy resistente a los disolventes (xileno, acetona, ácido acético)
- Muy baja permeabilidad al gas
- Autofluorescencia : 380 nm a 545 nm
- Grosor : 0,2 mm
- Aplicaciones: cito tinción, montaje, recubrimiento o recuento de centelleo
- No se recomienda para la microscopía de contraste de fase ni para las técnicas con tintes fluorescentes

Ref.	Ø (mm)	Recomendado para	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
055117	13	Placas 24 pocillos	50	500	NC -
056167	15	-	50	500	NC -
056168	22	-	50	500	NC -
055120	25	Placas 6 pocillos	50	500	NC -




Cubreobjetos rectangulares

Ref.	Dimensiones L x An(mm)	Recomendado para	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
055121	10,5 x 22	Cámaras de cultivo cuadradas de 8 pocillos, ref. 056278 y 056279; Frascos en portaobjetos, ref. 055054	50	500	NC -
055122	22 x 60	Cámaras de cultivo cuadradas de 4 pocillos, ref. 056276 y 056277	50	500	NC -
056166	24 x 30	-	50	500	NC -

Otros portaobjetos tratados cultivo

- Más resistentes que los portaobjetos estándar
- 2 versiones :
  - en poliestireno cristalino estándar
  - en acrílico para la transmisión de los rayos UV
- Grosor : 1,1 mm
- No es resistente a los siguientes productos químicos: etanol, metanol, fenol, ácidos orgánicos (por ejemplo, ácido acético), gasolina, disolventes aromáticos (por ejemplo, benceno, tolueno, xileno y aguarrás), hidrocarburos clorados (por ejemplo, cloruro de metileno y tetraclorometano), cetonas y otros

Ref.	Dimensiones L x An(mm)	Material	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
064053	75 x 25	Poliestireno	25	150	NC -
064054	75 x 25	Acrílico	25	150	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB